



Spray pour retrait d'adhésif

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation.

Ne pas percer ni brûler, même après utilisation.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer une température supérieure à 50°C/122°F.

Informations

Le produit est à base de silicone et réutilisable. Le produit sèche en quelques secondes et n'a pas d'effet sur l'adhérence d'autres appareillages.

Composition : mélange de dérivés siloxane.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi du produit dans des conditions non conformes aux instructions de la notice d'utilisation.

Utilisation

1. Pulvériser le produit autour des bords de l'adhésif.
2. Après quelques secondes, décoller doucement l'adhésif. Répéter l'opération si nécessaire.

Élimination

Le produit doit être éliminé comme les autres sprays conformément à la réglementation locale.

Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.



Mode d'emploi

23323407 Version 1

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés.© 2020-05-14

Destination

Le spray pour retrait d'adhésif Brava est destiné à retirer les adhésifs médicaux de la peau intacte.

Mises en garde

Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée.

Éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires.

Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature.

Danger : aérosol extrêmement inflammable

Récipient sous pression: peut exploser s'il est chauffé.

Conservez hors de portée des enfants

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux



Référence catalogue



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Numéro de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Indique la limite supérieure de la plage de température à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité



Avertissement



Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



(Global Trade Item Number)
Code article international



Conserver à l'abri de la lumière



Emballage recyclable



Conforme à la directive relative aux générateurs d'aérosols 75/324/CEE



Extrêmement inflammable