


INSTRUKCJA OBSŁUGI  01	Przed założeniem  Przed założeniem należy oczyścić kanał słuchowy wacikiem. Jeśli woskowiny jest zbyt dużo, zablokuje ona wylot dźwięku produktu i spowoduje brak dźwięku. 02	Jak nosić  03	Uwaga: Pamiętaj, aby wybrać zatyczki do uszu, które pasują do kanału słuchowego i nosić je prawidłowo, aby chronić uszy tak bardzo, jak to możliwe. Jeśli nie nosisz go prawidłowo, będą pojawiać się echa (gwizdy/dźwięki) Uwaga: Głośność i program można regulować tylko po założeniu aparatu słuchowego. Zaleca się rozpoczęcie od najmniejszego dźwięku i stopniowe zwiększanie głośności zgodnie z własnymi potrzebami, aby osiągnąć odpowiedni stan i uniknąć dyskomfortu spowodowanego nagłym zwiększeniem głośności! Pytania i odpowiedzi 1. czy podczas noszenia nie słyhać dźwięku? Jeśli nie ma dźwięku, rozwiązanie: 1) Sprawdź, czy program głośności jest dostosowany do Twojego słuchu. 2) Sprawdź, czy aparat słuchowy ma zasilanie elektryczne. 3) Sprawdź, czy w przewodzie słuchowym znajduje się woskowina lub czy woskowina nie blokuje dźwięku aparatu słuchowego. Uwaga: Jeśli aparat słuchowy jest cichy lub dźwięk jest bardzo cichy z powodu zablokowania wylotu dźwięku, wyczyść wylot dźwięku.
2.Dlaczego występuje wycie (ostry dźwięk)? Wycie (ostry dźwięk) jest objawem normalnego działania aparatów słuchowych. Wskazuje, że aparat słuchowy i przewód słuchowy nie są całkowicie dopasowane. Powoduje to, że dźwięk ze słuchawki jest ponownie odbierany przez mikrofon, a dźwięk tworzy pętlę, która jest stale wzmacniana i powoduje wycie. Rozwiązanie: Produkt jest wyposażony w zatyczki do uszu o różnych rozmiarach, należy wybrać zatyczki, które całkowicie pasują do kanału słuchowego. Staraj się trzymać z dala od urządzeń audio, mikrofonów i innych źródeł zakłóceń dźwięku lub sygnału elektromagnetycznego. 05	Włącz / Wyłącz  06	Regulacja głośności  07	Przełączanie trybu  Po założeniu dostępne są cztery tryby, przycisk "M" umożliwia wybór różnych trybów. Każde naciśnięcie przycisku "M" będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Uwaga: Program można wykonać tylko po założeniu aparatu słuchowego. 08

Przełączanie trybu A. Podpowieź aparatu słuchowego: "bip", aby przełączyć na tryb normalny; B. Dwukrotny sygnał dźwiękowy w aparacie słuchowym, aby przejść do trybu redukcji szumów 1. C. Trzykrotny sygnał dźwiękowy w aparacie słuchowym, aby przejść do trybu redukcji szumów 2; D. Aparat słuchowy wyświetli czterokrotnie "beepbeep", aby przejść do trybu redukcji szumów 3. 09	Urządzenia ładujące Stałe zielone światło = ładowanie Zielone światło wyłączone = ładowanie zakończone  Przy pierwszym użyciu należy ładować urządzenie przez 10-12 godzin (ignorując wskaźnik). 10	Problemy związane z ładowaniem 1. podczas ładowania aparatu słuchowego można za pomocą zasilacza lub złącza USB. 2. ładowanie aparatu słuchowego: najpierw wyłącz aparat słuchowy, a następnie go naładuj. Pierwsze ładowanie powinno zapewnić wystarczający czas ładowania (zignoruj wskaźnik świetlny), a czas ładowania powinien wynosić 10-12 godzin. 3. jeśli aparat słuchowy nie jest używany przez dłuższy czas, samorozładowanie baterii spowoduje, że bateria będzie niewystarczająca. Należy ją naładować, a czas ładowania powinien wynosić 10-12 godzin. 11	Problemy związane z ładowaniem 4. gdy głośność aparatu słuchowego staje się niska lub gdy aparat słuchowy nie jest używany, należy wyłączyć zasilanie i naładować baterię (zapewni to lepszą ochronę baterii aparatu słuchowego). Jest to bardzo ważne! W przeciwnym razie spowoduje to nadmierne rozładowanie. 5. Ryzyko nadmiernego rozładowania zmniejszy pojemność baterii i w różnym stopniu wpłynie na jej żywotność. 6. W przypadku korzystania z zasilania prądem zmiennym do ładowania, należy odłączyć zasilanie w odpowiednim czasie po naładowaniu. 12
21-dniowa podróż w noszeniu W przeciwieństwie do korekcji wzroku, w której po prostu zakłada się okulary, korekcja słuchu jest dość szczegółowym procesem. Gdy rozpoczniesz swoją przygodę z korekcją słuchu, doświadczysz niezliczonych "nowych dźwięków", a Twój mózg musi się do nich przystosować przez pewien czas. W ciągu zaledwie kilku tygodni będziesz w stanie przystosować się do dźwięków, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jeśli masz jakieś pytania, służymy Ci całym sercem. 13	PIERWSZY TYDZIEŃ Niektóre dźwięki mogą być zbyt głośne, gdy nosisz aparat słuchowy po raz pierwszy, takie jak brzęczenie lodówki, marszczenie papieru lub odgłos kroków. Jest to normalne zjawisko, a mózg ponownie uczy się nadawać priorytet dźwiękom, których wcześniej nie słyszał zbyt często. Czasami możesz nie lubić hałasu, ale nie rezygnuj z noszenia. Pacjent Na początku należy nosić aparat słuchowy przez 30 minut dziennie, a następnie stopniowo zwiększać czas noszenia, aż do noszenia go przez cały dzień. 14	DRUGI TYDZIEŃ Im dłużej nosisz aparat słuchowy, tym lepiej dostosowujesz się do otoczenia dźwiękowego. Możesz nawet poprosić ludzi wokół siebie, aby nie mówili do Ciebie głośno, ponieważ możesz łatwo komunikować się z ludźmi. 15	TRZECI TYDZIEŃ Po kilku tygodniach poczujesz się bardziej energiczny, ponieważ nie będziesz już musiał poświęcać dużo energii na słuchanie tego, co mówią inni. Dźwięk stanie się wyraźniejszy i czystszy, a ty znów będziesz cieszyć się dźwiękami, które otaczają cię w życiu, takimi jak melodyjny śpiew ptaków na podwórku, radosny śmiech dzieci i szelest liści na wietrze. Uczestnictwo Zjedz posiłek w restauracji z przyjaciółmi, obejrzyj film w kinie, dołącz do spotkania rodzinnego i nie musisz już spekulować na temat pominiętych informacji. 16