

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
NEOPRENOWY STABILIZATOR NADGARSTKA „LIGAMAX WRIST” O-1720

UWAGA!

Przed przystąpieniem do pierwszego użycia wyrobu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Przy zakupie należy sprawdzić kompletność oraz stan jakościowy wyrobu. Ewentualne zastrzeżenia zgłosić osobie wydającej. Zgłaszając zastrzeżenia ilościowe/jakościowe, należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej tj. przedstawić dowód zakupu oraz wypełnioną przez punkt detaliczny kartę gwarancyjną.

I. OPIS WYROBU

Neoprenowy stabilizator nadgarstka "LIGAMAX WRIST" wykonany jest z neoprenu klasy Premium. Dzięki otwartej konstrukcji umożliwia idealne dopasowanie stabilizatora do kończyny. Zapięcia na rzep dają możliwość regulacji poziomu stabilizacji, nie ograniczając swobody ruchu.

II. WŁAŚCIWOŚCI

Stabilizator dokładnie przylega do nadgarstka, zapewniając doskonałe wzmocnienie stawu. Utrzymuje odpowiednią ciepłotę ciała poprawiając wzrost cyrkulacji krwi, co znacznie zmniejsza obrzęki i uczucie sztywności stawu a także łagodzi dolegliwości bólowe. Lekko stabilizuje nadgarstek, dzięki czemu pełni funkcję odciążającą.

III. SPOSÓB UŻYCIA

- Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany.
- Przed założeniem odepnij wszystkie zapięcia rzepowe i pozostaw w stanie luźnym.
- Przyłóż ortezę do nadgarstka, przeplec taśmę wokół nadgarstka i zapnij rzep.

IV. TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar uniwersalny	Obwód stawu nadgarstkowego
	14-24 cm

V. SKŁAD: Neopren 100%
VI. ZASADY UŻYTKOWANIA

- Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza.
- Sposób zakładania ortozy powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy).
- Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt należy zakładać bezpośrednio na ciało.
- Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych.

VII. ZASTOSOWANIE

Produkt może być używany:

- Zapobiegawczo w okresie rehabilitacji, po urazach stawu nadgarstkowego.
- Zapobiegawczo podczas uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej.
- Przy przeciążeniu i zeszczywnieniu nadgarstka.


VIII. PRZECIWSKAZANIA

- W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania ortozy, jej stosowanie jest ograniczone i możliwe tylko pod nadzorem lekarza.
- Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania ortozy w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

IX. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy zapiąć wszystkie połączenia rzepowe ortozy.

- Prać ręcznie w temperaturze do 30°C w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem.
- Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających.
- Nie wybielać.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Rozmiar uniwersalny


WYJAŚNIENIE SYMBOLI	
	Przechowywać w suchym miejscu
Wytwórca	Delikatne, obchodzić się ostrożnie
Oznakowanie CE	Nie przecinać
Numer referencyjny	Opakowanie nadaje się do recyklingu
Data produkcji	Prać ręcznie
Zajrzyj do instrukcji używania	Nie wybielać
Ostrzeżenie	Nie prasować
Numer serii	Nie czyścić chemicznie
Góra, nie przewracać	Nie suszyć bębnowo


REHA FUND Sp. z o.o.

 ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

 Wer. 1.1
 Wydano:


NEOPRENOWY STABILIZATOR NADGARSTKA „LIGAMAX WRIST” O-1720

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Wyrób objęty jest 12 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że produkt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkownika.
5. Naprawa/Wymiana zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją pasa opisane w instrukcji użytkownika;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia pasa np. połamania, rozerwania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkownika, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu