

Instrukcja obsługi korektor wad postawy kręgosłupa ortopedyczny

1. Rozpakowanie:

- Ostrożnie wyjmij korektor postawy z opakowania.

2. Zakładanie:

- Przełóż ramiona przez szelki korektora, tak aby środkowy pasek znajdował się na plecach.
- Upewnij się, że paski są równo rozmieszczone i nie skręcone.

3. Regulacja:

- Pociągnij za końcówki pasków, aby dopasować korektor do ciała.
- Zapnij paski na rzepy, aby zapewnić odpowiednie napięcie i komfort noszenia.

4. Użytkowanie:

- Noś korektor przez 30 minut do 2 godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas noszenia.
- Korektor można nosić pod lub na ubraniu, w zależności od wygody.

5. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść korektor ręcznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem.
- Susz na powietrzu, unikając bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

6. Przechowywanie:

- Przechowuj korektor w suchym i czystym miejscu.