




23227

# Descansa Cuello

Soporte cervical



Ver instructivo para su uso adecuado.



## Importante

### Precaución:

- Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar, mitigar o prevenir ninguna condición o enfermedad.
- Los resultados pueden variar dependiendo del individuo.
- Siempre consulta a un médico antes de comenzar cualquier nuevo programa de acondicionamiento físico.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

## 1 Usa



Concavo



Convexo



- Acuéstate boca arriba en una posición cómoda y relaja el cuerpo. Coloca el producto detrás del cuello, cerca de los hombros.
- Usa el soporte en cualquiera de las dos posiciones para liberar la tensión del cuello.
- Usa por 8 minutos al día máximo.