



Fabricant : MCCB - 32, rue Milford Haven,
10100 Romilly-sur-Seine, France
Distributeur : FARGEOT Cie SAS - Route de Limoges,
24800 Thiviers, France
service-client@podosolution.com

PodoSolution® : CHAUSSETTES DE PROTECTION 3en1 **Pieds diabétiques**

Dispositif Médical Classe I

● **INDICATIONS**

Prévention des complications, douleurs et ou lésions du pied ou des orteils liées à des pathologies neurologiques, vasculaires, métaboliques et orthopédiques.

Ce produit est indiqué pour les patients diabétiques de type 1 ou 2 présentant des complications neurologiques et/ou vasculaires (en prévention primaire ou secondaire).

● **COMPOSITION**

80% acrylique, 18% nylon, 2% élasthanne
Gel polymère, huile minérale de grade pharmaceutique

● **MODE D'ACTION**

La chaussette comporte deux zones de gel polymère au niveau des orteils et sous le talon qui jouent le rôle de double peau isolante.

Ce gel :

- Protège le pied des frottements, répartit les pressions,
- Limite la formation de callosité,
- Hydrate la peau.

● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser directement sur une plaie ouverte ou non protégée.

Ne pas porter plus de 12 heures par jour.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure de la chaussette doit être adaptée à la morphologie du patient.

● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Porter la chaussette de manière à avoir la surface de gel en contact direct avec la peau. La peau sera alors protégée des irritations mécaniques. Il est recommandé de vérifier l'absence de lésion ou de signe d'infection avant le port de la chaussette. L'utilisation de la chaussette ne remplace pas les soins habituels du pied, et vient en complément des soins quotidiens.

Laver en machine à l'endroit à 30° maximum ou à la main. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.