

Mascarilla FFP2 Ultra
Fabricada en España



FFP2 Ultra

Mascarilla filtrante

> 99% filtración de aerosoles de partículas



Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 NR D

Modelo: SC-U2-012

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Cuatro años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

Especificaciones

6 capas ultrafinas para máxima protección y ligereza

Diseño que se **ajusta a la cara perfectamente**

Alta respirabilidad

Doble welding que garantiza una mayor resistencia de las soldaduras

Incluye **4 reguladores de tamaño y 2 salvaorejas** para ajuste opcional.

Embalado en bolsa individual.

Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Coloque la mascarilla sobre la cara en la posición correcta cubriendo nariz y boca.
2. Coloque las cintas de sujeción tras las orejas.
3. Presione el clip nasal para adaptarlo a la nariz. Asegúrese de que los extremos de la mascarilla estén en contacto directo con la cara para garantizar un buen sellado.
4. Para comprobar que el ajuste es correcto, coloque ambas manos sobre la mascarilla y exhale con fuerza. Si el aire se filtra por el borde, reajuste el clip nasal hasta obtener un sellado apropiado. Si observa fugas por los laterales, recolocque las cintas para un mejor ajuste.
5. Repita los pasos de ajuste hasta que la mascarilla esté correctamente sellada. Consulte las instrucciones para su utilización en el interior o en starcare.es.



CE 0161

EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla FFP2 Ultra
Fabricada en España



FFP2 Ultra

Mascarilla filtrante

> 99% filtración de aerosoles de partículas



Información importante

- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa
Dimensión: 180 x 120 mm
Peso: 10 g

SKU: MASK-ST-00040.0001



Características de la caja 10 uds

Cantidad: 10 uds (bolsa individual)/caja
Dimensión: 170 x 130 x 49,5 mm
Peso: 120 g

SKU: MASK-ST-00040.0010



Características de la master carton

Cantidad: 36 paquetes/caja
Total cantidad: 360 unidades
Dimensión: 400 x 360 x 324 mm
Peso: 4,9 kg

