



# MALIKE

## Käyttö- ja turvallisuusohje Juoksuratas (Advance mobility, Freedom)

Isot juoksurattaat sopivat lapsesta aikuiseen. Rattaiden painorajoitus on 90kg. Itse rattaat painavat 16kg. Rattaissa on suojaava katos ja turvavyöt. Ne on varustettu käsi- ja seisontajarruilla. Rattaiden etupyöränä voidaan käyttää yhtä isoa pyörää tai neljän pientä kääntyvää pyörää. Kuljetuksen ajaksi rattaat voidaan purkaa ja kasata. Juostessa kannattaa käyttää rattaissa olevaa karkuremmiä, joka laitetaan työntökahvasta työntäjän ranteen ympäri.



Kuva 1. Rattaat kasattuna ja renkaat irrotettuina.



Kuva 2. Rattaat taitellaan auki ja etuosan putket liitetään toisiinsa.



Kuva 3. Kiinnitä kuvassa näkyvät muoviset lukot, jotta rattaat pysyvät kasassa.



Kuva 4. Lukitse sivutuet painamalla putken päässä olevasta nastasta ja sovittamalla tuki paikoilleen. Varmista lukitus vielä kääntämällä varmistusvipu paikoilleen.



Kuva 5. Etupyörää kiinnitettäessä, vapauta etujarrua kääntämällä jarrussa oleva vipu ylä-asentoon. Palauta jarru, kun pyörä on kiinni.


Kuva 6. Työnnä etupyörän kiinnityspotket sisään runkoputkiin ja varmista kiinnitys sokalla. Kääntyvät eturenkaat kiinnitetään samalla tavalla mutta tällöin etujarru ei ole käytössä.




Kuva 7. Takapyörien kiinnitys. Työnnä pyörä akseliputkeen sisällä ja varmista, että se napsahtaa lukitukseen. Pyörää irrotettaessa paina lukitus auki metallijousesta ja vedä pyörä ulos putkesta.



Kuva 8. Käsijarru toimii isoon etupyörään ja siinä oleva pysäköintijarru toimii, kun jarrukahvan painaa pohjaan ja samalla painaa päällä olevan napin pohjaan. Jarru vapautuu kahvasta puristamalla.



Kuva 9. Jalkajarrua käytetään rattaiden lukitsemiseen niiden ollessa paikoillaan. **Jalkajarru ei toimi liikkeessä!** Jalkajarru painetaan alas kiinni ja nostetaan ylös auki.



**MALIKE**