



**FARGEOT CIE SAS**  
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

## **NOTICE : MADONA**

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)  
Dispositif Médical Classe I 

### ● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

### ● **COMPOSITION**

- Dessus en polyamide, polyuréthane et élasthanne (cuir sur les coloris Marine et Bronze)
- Dessus en polyester et cuir (sur le coloris Ecru)
- Doublure en polyamide, polyuréthane et élasthanne
- Semelle en polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)

### ● **MODE D'ACTION**

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large
- Réglage facile, par un bride élastiquée, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématié
- Zones extensibles à l'avant du pied limitant les frottements et l'hyperpression

### ● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

### ● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main. Nettoyer à l'aide d'une éponge humide puis laisser sécher. Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation

ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

### ● **GARANTIE**

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.