



FARGEOT CIE SAS
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

NOTICE : MAIWEN

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)
Dispositif Médical Classe I 

● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

● **COMPOSITION**

- Dessus en cuir, polyamide et élasthanne
- Doublure et revêtement semelle intérieure : microfibre de polyester
- Semelle en polyuréthane

● **MODE D'ACTION**

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large, ouverture totale
- Réglage facile, par 3 bandes auto-agrippantes, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématisé ou revêtu de pansements
- Zones extensibles à l'avant du pied limitant les frottements et l'hyperpression

● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin

ou votre pharmacien.

● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Nettoyer à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher puis appliquer sur le cuir une crème nourrissante avec un chiffon doux. Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant. Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

● **GARANTIE**

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.

Version de la notice : Février 2020