



**FARGEOT CIE SAS**  
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

## **NOTICE : OLIVIER**

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)  
Dispositif Médical Classe I 

### ● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

### ● **COMPOSITION**

- Dessus en textile (polyester et élasthanne) et cuir
- Doublure en polyester et élasthanne
- Semelle en polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)
- Intercalaire en éthylène-acétate de vinyle (EVA)

### ● **MODE D'ACTION**

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large, modulable en retirant l'intercalaire situé sous la semelle amovible
- Réglage facile, grâce à une bride auto-agrippante, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématisé
- Zone extensible sur le dessus du pied limitant les frottements et l'hyperpression

### ● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

### ● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

L'intercalaire situé sous la semelle amovible peut-être retiré pour augmenter le volume chaussant, dans ce cas la semelle amovible doit être bien positionnée avant d'utiliser la chaussure. Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée. Laver la semelle intérieure à la main. Nettoyer à l'aide d'une éponge humide puis laisser sécher. Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant. Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

### ● **GARANTIE**

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.