

## ZA DARMO<sup>®</sup>

Instrukcje dotyczące wsparcia pleców

Podręcznik instrucciones del respaldo

Rückenbandage Gebrauchsanweisung

腰サポーター使用説明書

Manuel d'utilisation du support dorsal

Manuale d'istruzione del supporto schiena



• Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z jakością lub rozmiarem, skontaktuj się z nami, gwarantujemy satysfakcjonujące rozwiązanie

• E-mail: [support@freetoo.com](mailto:support@freetoo.com)

• WhatsApp: +86 15338738491

• Wersja: 2-2023-e-91065

### Noszenie kroków



1  
Zerwij rzepy z obu zamków.




3  
Mocno naciągnij końce, aby dopasować je do talii




4  
Mocno naciągnij końce, aby dopasować je do talii




**Noszenie kompletnego zdjęcia:**



Widok z przodu



Widok z boku



Widok z tyłu



**ZA DARMO**

Nazwa firmy: Shenzhen Ojjiang Technology Co., Ltd  
Adres: 3603, Budynek 4, Faza II, Park Przemysłowy Tian'an Yungu,  
Osiedle Gangtou, Ulica Bantian, Dzielnica Longgang,  
Shenzhen

Kod pocztowy: 518000 Adres e-mail: [mfg@freetoo.com](mailto:mfg@freetoo.com)

**Marka: FREETOO**

**Nazwa: Wsparcie pleców**

**Model: WP-26**

**Okres gwarancji: 1 rok**

Adres e-mail: [support@freetoo.com](mailto:support@freetoo.com)

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z naszych produktów, prosimy o kontakt, a udzielimy Państwu satysfakcjonującej odpowiedzi.



Wyprodukowano w Chinach

# Podpórka pleców

## Stosowania

Zapewniają wsparcie kompresyjne w przypadku bólu dolnej części pleców. Proszę przeczytać instrukcję.

Przed użyciem należy odczekać 15 minut.

stan skóry. \*Ostrzeżenie: Nie jest przeznaczona do stosowania jako wyrobisko medyczne.

## Przygotowanie i użytkowanie

Należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji oraz wskazówek profesjonalistów. 1.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla jednej osoby.

2. Prosimy nie modyfikować tego produktu bez zezwolenia. Nieprzestrzeganie tego postępowania może wpłynąć na skuteczność produktu i nie ponosimy odpowiedzialności za jego niepożądane działanie.

3. Jak dotąd nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych produktu na organizm. Założenie

Należy pamiętać, że ten produkt musi być używany zgodnie z przepisami. Wszelkie

środki ochrony noszone zewnętrznie na ciele nie powinny być zbyt ciasno związane.

**ponieważ może to spowodować miejscowy ucisk, a w niektórych przypadkach**

**zwiększenie naczyń krwionośnych lub nerwów.**

4. Jeśli odczuwasz jakikolwiek nieprawidłowości w swoim ciele (np. nasilony ból),

natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

5. Nie wystawiaj tego produktu na bezpośrednie działanie ciepła (np. w pobliżu

(np. w grzejniku, naroznym na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych lub umieszczonym w samochodzie!). Powyższe warunki mogą uszkodzić materiał produktu,

wpływając tym samym na jego skuteczność.

## Cechy produktu:

- Orzeza podtrzymująca plecy ma kształt łuku, który idealnie dopasowuje się do ciała.
- Technologia 3D z czterema elastycznymi pasami zapewnia pełne, 360-stopniowe, kompresyjne i równomierne dopasowanie.
- Wsparcie.
- Mocne wsparcie w połączeniu z ultracienką konstrukcją, lżejsze i bardziej oddychające i wygodniejsze niż tradycyjne materiały. Dodatkową funkcją
- pod plecy można dodać lub usunąć w zależności od indywidualnych potrzeb.
- Cztery elastyczne paski pozwalają swobodnie regulować nacisk na talie i plecy, zapewniając najlepsze dopasowanie produktu.

## Instrukcje noszenia:

- (Rys. 1) Rozluźnij paski elastyczne i założ pas bez napięcia. (Rys. 2) Przytrzymaj
- końce pasa obiema rękami i wyśrodkuj pas na talii.
- (Rys. 3) Owiń lewy pasek ciasno wokół talii i wydłuż ciała.
- (Rys. 4) Dostosuj napięcie pasa brzuch. Owiń prawy pasek wokół lewego i zamocuj go rzepem. (Rys. 5) Dostosuj napięcie pasa do indywidualnych potrzeb i bólu.
- odczucia, zapewniając równomierne nakładanie się końców paska i jego zamknięcie przed
- talią.
- (Rys. 6) Chwyć paski kompresyjne i powoli, jednocześnie odciągaj je od ciała, aż osiągniesz
- pożądaną poziom kompresji. (Rys. 7) Owiń każdy pasek kompresyjny wokół talii i przymocuj go do
- przód ortozy.

## Uwagi:

1. Nie stosować w innych miejscach niż talia.
2. Nie należy używać go podczas snu. W przypadku długotrwałego noszenia, należy go ponownie założyć, aby zapobiec problemom ze skórą lub zaburzeniom krążenia.
3. Nie należy używać go podczas snu. W przypadku długotrwałego noszenia, należy go ponownie założyć, aby zapobiec problemom ze skórą lub zaburzeniom krążenia.
4. Przed użyciem należy sprawdzić orientację.
5. Aby prawidłowo używać produktu, należy przestrzegać instrukcji noszenia.
6. Nieodpowiednie dla kobiet w ciąży.

## Instrukcje prania:

1. Nie prać z jasnymi ubraniami, ponieważ kolor może wyblaknąć lub przeneść się na tkaninę.
2. inne tkaniny.

Prac oddzielnie od innych ubrań, aby zapobiec ich zużyciu lub otwarciu.

elementy z tworzywa.

3. Myć tylko ręcznie.
4. Używać neutralnego detergentu i unikaj wybielacza.
5. Unikaj suszenia w suszarce lub żelazku, a następnie susz w chłodnym miejscu.

