

01 czysty

Dokładnie oczyść nos, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub oleje ze skóry. Przed nałożeniem tabletek pozwól nosowi całkowicie wyschnąć.



Porada: Aby uzyskać najlepsze efekty, oczyść skórę mydłem i wodą lub użyj wacika nasączonego alkoholem.

02 Zastosuj

Za pomocą aplikatora nałóż po jednej zaklejonej taśmie po każdej stronie nosa, tuż nad nozdrzami.



Docisnij każdą zakładkę do skóry, aby zapewnić pełny kontakt. Odczekaj kilka minut przed przymocowaniem paska.

03 Umieszczenie zakładek

Film instruktażowy przeprowadzi Cię przez ten krok bardziej szczegółowo, ale oto najważniejsze wskazówki, od których możesz zacząć.



Krążek stalowy umieszczony bezpośrednio nad nozdrzem (nie na nozdrzu)
Wyprofilowane wgłębienie dopasowuje się do nozdrza
100% kontaktu ze skórą na nosie, nie na policzku

Zawsze pamiętaj o prawidłowym zakładaniu zakładek. Jeśli zakładki nie są dobrze umieszczone, opaska nie będzie dobrze przylegać.

04 Dołącz

Umieść opaskę Intake na nosie. Magnetyczne końce opaski zatrzasną się na zakładkach.



Pro-tip: Upewnij się, że Band nie jest do góry nogami. Magnesy powinny być skierowane w dół.

Typowe błędy w doborze rozmiaru

Kluczowe jest, aby dobrać odpowiedni rozmiar do nosa. Jeśli zakładki nie zostaną umieszczone prawidłowo lub opaska nie będzie miała odpowiedniego rozmiaru, nie będziesz mógł cieszyć się lepszym oddychaniem, które gwarantujemy.

Zespół naciska na grzbiet twojego nosa



Profesjonalna rada: Pasek powinien delikatnie dotykać grzbietu nosa lub lekko od niego odstawać. Upewnij się, że zakładki są prawidłowo umieszczone, aby pasek mógł się prawidłowo ułożyć.

Zespół nie pasuje dobrze



Ważny
Porada: Najlepszy rozmiar opaski dla Twojego nosa to zazwyczaj taki, który odpowiada szerokości Twoich nozdrzy. Wewnętrzna strona opaski powinna delikatnie dotykać najszerszej części Twoich nozdrzy.

Przyłóż opaskę do dolnej części nosa, jak pokazano na zdjęciu, aby sprawdzić, czy dobrze przylega.