

NAZWA PRODUKTU

Cx10_tds0400_Stabilizator kciuka GREEN LINE z szyną

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS
0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL.
DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikaj nadmiernego zaciśnięcia stabilizatora – zbyt mocne dopasowanie może zaburzyć krążenie krwi.

1. **Regularnie sprawdzaj stan materiału i szyny** – upewnij się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpływać na skuteczność stabilizacji.
2. **Nie stosuj na otwarte rany** – przed założeniem stabilizatora skóra powinna być czysta i sucha, bez uszkodzeń.
3. **Unikaj kontaktu z wodą** – chyba że produkt jest opisany jako wodoodporny; w przeciwnym razie wilgoć może uszkodzić materiał.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Przeznaczenie – stabilizator jest zaprojektowany, aby wspierać kciuk w przypadku urazów, stanów zapalnych, przeciążeń lub schorzeń takich jak zapalenie stawów.

1. **Sposób użycia:**
 - Dopasuj stabilizator zgodnie z instrukcją producenta.
 - Umieść szynę w pozycji zapewniającej odpowiednie wsparcie.
 - Zapnij paski regulacyjne tak, aby stabilizator był wygodny i skuteczny.
2. **Czyszczenie:**
 - Czyść stabilizator ręcznie, używając letniej wody i delikatnego detergentu.
 - Nie susz w suszarce bębnowej; pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
3. **Przechowywanie:**
 - Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
 - Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.

OBOSTRZENIA I PRZECIWWSKAZANIA

Nie używaj bez konsultacji z lekarzem – w przypadku poważnych urazów lub przewlekłych schorzeń konieczna jest konsultacja z profesjonalistą.

1. **Nie stosuj na skórę z objawami podrażnienia lub uczulenia** – materiał stabilizatora może wywołać reakcję alergiczną.
2. **Nie nosić przez dłuższy czas bez przerw** – pozwól skórze odpocząć, aby zapobiec odparzeniom.
3. **Nie modyfikuj szyny ani innych elementów stabilizatora** – może to zmniejszyć jego skuteczność lub bezpieczeństwo.
4. **Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony** – uszkodzona szyna lub paski mogą nie zapewniać właściwej stabilizacji i mogą prowadzić do dalszych urazów.

