

PODUSZKA SENSORYCZNA JEŻYK CZARNA 33 CM

Galeria Produktu



Opis Produktu

PODUSZKA SENSORYCZNA JEŻYK CZARNA 33 CM - VITAFARM PODUSZKA SENSORYCZNA JEŻYK CZARNA 33 CM Odkryj nowy wymiar komfortu i zdrowia z Poduszką Sensoryczną Jeżyk od marki Vitafarm. Ten innowacyjny produkt o średnicy 33 cm jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących sposobu na poprawę postawy i wzmocnienie mięśni głębokich. Kluczowe parametry: Kolor dominujący: czarny Średnica: 33 cm Wysokość: 7,5 cm Maksymalna waga użytkownika: 120 kg Materiał: wysokiej jakości PVC Wszechstronne Zastosowanie Poduszki Sensorycznej Poduszka sensoryczna Jeżyk to wielofunkcyjne narzędzie, które znajdzie zastosowanie w różnych aspektach życia codziennego. Doskonale sprawdzi się jako nakładka na fotel biurowy, pomagając utrzymać prawidłową postawę podczas długich godzin pracy. Jest również niezastąpiona podczas ćwiczeń, takich jak joga czy pilates, wspierając rozwój równowagi i stabilności. Co więcej, poduszka sensoryczna może służyć jako narzędzie do regeneracji po intensywnym dniu. Jej unikalna struktura z wypustkami działa jak delikatny masaż, poprawiając krążenie i pomagając się zrelaksować. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie i komfort w prosty, ale

skuteczny sposób. Zalety Poduszki Sensorycznej Jeżyk Nasza Poduszka Sensoryczna Jeżyk wyróżnia się licznymi korzyściami dla zdrowia i komfortu użytkownika. Oto główne zalety tego innowacyjnego produktu: ✓ Wzmacnia mięśnie głębokie dzięki niestabilnej powierzchni ✓ Poprawia postawę ciała podczas siedzenia ✓ Stymuluje krążenie krwi poprzez delikatny masaż ✓ Wszechstronne zastosowanie - do siedzenia, ćwiczeń i relaksacji ✓ Trwały materiał PVC gwarantujący długie użytkowanie Jak Prawidłowo Korzystać z Poduszki Sensorycznej Jeżyk Aby w pełni wykorzystać potencjał Poduszki Sensorycznej Jeżyk, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami jej użytkowania. Oto kilka kluczowych kroków: Napompuj poduszkę za pomocą dołączonej pompki ręcznej. Pamiętaj, aby nie napompować jej zbyt mocno - lekko napompowana poduszka zapewnia odpowiednią niestabilność. Umieść poduszkę na krześle lub fotelu, lub połóż ją na podłodze w zależności od planowanego zastosowania. Podczas siedzenia na poduszce, staraj się utrzymać wyprostowaną postawę. Niestabilna powierzchnia będzie aktywować mięśnie głębokie. Przy użyciu do ćwiczeń, zawsze zadбай o bezpieczeństwo i stabilne podłoże wokół poduszki. Specyfikacja Techniczna Poduszki Sensorycznej Jeżyk Marka: Vitafarm - uznany producent wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego Model: Poduszka sensomotoryczna czarna - ergonomiczny design wspierający prawidłową postawę Wymiary: średnica 33 cm, wysokość 7,5 cm - idealne do różnorodnych zastosowań Maksymalna waga użytkownika: 120 kg - odpowiednia dla większości dorosłych Waga produktu z opakowaniem: 0,98 kg - lekka i poręczna w transporcie Dlaczego Warto Wybrać Poduszkę Sensoryczną Jeżyk? Poduszka Sensoryczna Jeżyk to inwestycja w zdrowie i komfort codziennego życia. Jej wszechstronność sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla osób prowadzących siedzący tryb życia, jak i dla tych, którzy aktywnie dbają o swoją kondycję fizyczną. Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałym materiałom, poduszka będzie służyć przez długi czas, zapewniając stałe wsparcie dla kręgosłupa i mięśni głębokich. Wybierając produkt marki Vitafarm, stawiasz na sprawdzoną jakość i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zdrowia i rehabilitacji. Poduszka Sensoryczna Jeżyk to nie tylko narzędzie do poprawy postawy, ale także sposób na wprowadzenie elementu aktywności fizycznej do codziennej rutyny, bez konieczności radykalnych zmian w stylu życia. Najczęściej

Zadawane Pytania Czy Poduszka Sensoryczna Jezyk jest odpowiednia dla każdego? Poduszka jest przeznaczona dla większości dorosłych osób, jednak w przypadku poważnych schorzeń kręgosłupa lub innych problemów zdrowotnych, zalecamy konsultację z lekarzem przed użyciem. Jak często należy używać Poduszki Sensorycznej Jezyk? Częstotliwość użytkowania zależy od indywidualnych potrzeb. Można korzystać z niej codziennie podczas pracy przy biurku lub regularnie podczas ćwiczeń. Czy Poduszka Sensoryczna Jezyk wymaga specjalnej konserwacji? Poduszka jest łatwa w utrzymaniu czystości. Wystarczy przecierać ją wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem. Nie należy zanurzać jej w wodzie. Czy mogę używać Poduszki Sensorycznej Jezyk podczas ciąży? Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem poduszki, aby upewnić się, że jest to bezpieczne w ich indywidualnym przypadku.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kolor	czarny
Kod producenta	9883
Marka	Vitafarm
Model	Poduszka sensomotoryczna czarna
Rodzaj	poduszka
Średnica	33
Maksymalna waga użytkownika	120
Wysokość	7.5
Waga produktu z opakowaniem	0.98
EAN (GTIN)	5906815600303
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Wyrób medyczny	nie
Typ wyrobu medycznego	wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania

Producent wyrobu medyczn Vitafarm sp.z.o.o