

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Podkolanówki kompresyjne przeznaczone do **poprawy krążenia krwi w nogach oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i ciężkości nóg**.

Dzięki zastosowaniu **stopniowanego ucisku**, skarpety wspierają przepływ krwi, redukując obrzęki oraz poprawiając komfort podczas codziennego użytkowania.

Produkt wykonany został z **oddychających mikrowłókien**, które skutecznie odprowadzają wilgoć oraz pomagają utrzymać świeżość przez cały dzień.

Podkolanówki posiadają **zamek błyskawiczny**, który ułatwia zakładanie i zdejmowanie, oraz konstrukcję z **otwartymi palcami**, co zapewnia lepsze dopasowanie i komfort noszenia.

Sprawdzą się zarówno u osób prowadzących **siedzący lub stojący tryb życia**, jak i podczas podróży czy aktywności fizycznej.

👉 Pomagają zmniejszyć uczucie ciężkich nóg oraz poprawić komfort codziennego funkcjonowania.

---

## **i** Specyfikacja techniczna

- **Rozmiar:** L/XL
- **Materiał:** nylon, poliester
- **Wersja:** palce otwarte
- **Kolor:** beżowy
- **Model:** uniseks
- **Obwód przy pięcie Achillesa:** 7,5 cm ×2
- **Obwód na łydce:** 9 cm ×2
- **Długość do pięty Achillesa:** 41 cm
- **Długość od pięty do śródstopia:** 14 cm
- **Zestaw:** 2 sztuki
- **Waga produktu z opakowaniem:** 91 g

---

## **✓** Zestaw zawiera

- podkolanówki kompresyjne – 2 sztuki (lewa + prawa)
-

## Informacje bezpieczeństwa

- Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem.
  - Nie stosować w przypadku przeciwwskazań medycznych bez konsultacji z lekarzem.
  - Nie używać uszkodzonego produktu.
  - Przechowywać w suchym miejscu.
  - Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- 

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- poprawy krążenia krwi w nogach
  - zmniejszenia obrzęków kończyn dolnych
  - redukcji uczucia zmęczonych i ciężkich nóg
  - wsparcia podczas długotrwałego stania lub siedzenia
  - stosowania w podróży i profilaktyce
- 

## 2. Przygotowanie do użycia

1. Rozepnij zamek błyskawiczny podkolanówki.
  2. Nałóż produkt na stopę, dopasowując go do pięty.
  3. Następnie powoli naciągnij podkolanówkę na łydkę.
  4. Zapnij zamek błyskawiczny.
- 

## 3. Użytkowanie

1. Nosić podkolanówki w ciągu dnia, szczególnie podczas aktywności lub pracy.
  2. Produkt można stosować podczas długich podróży oraz wysiłku fizycznego.
  3. Zdjąć po zakończeniu użytkowania.
- 

## 4. Konserwacja

- Prać ręcznie w letniej wodzie.
- Nie używać silnych detergentów.

- Suszyć w temperaturze pokojowej.
  - Nie prasować i nie suszyć w suszarce.
- 

## Blok prawny (UE / PL)

### **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

### **Ostrzeżenie**

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

### **Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku domowego i codziennego.

---