

Polski:

1. Podłóż pasek do różdźca zasilania USB.
2. Załóż urządzenie na ramię i dopasuj paski regulacyjne.
3. Włącz podgrzewanie przyciskiem „Heat”.
4. Włącz masaż przyciskiem „Massage” (opcjonalnie).
5. Czas użytkowania zalecany: 15 – 30 minut.
6. Po zakończeniu odłóż od zasilania i przechowuj w suchym miejscu.

Slovensky:

1. Pripojte pás k zdroju napájania USB.
2. Nasaďte zariadenie na rameno a upravte nastaviteľné pásy.
3. Zapnite ohrev tela idlom „Heat”.
4. Zapnite masáž tela idlom „Massage” (voliteľné).
5. Odporúčaná dĺžka používania: 15 – 30 minút.
6. Po použití odpojte od napájania a uložte na suché miesto.

esky:

1. Připojte pásek ke zdroji napájení USB.
2. Nasaďte zařízení na rameno a upravte nastavitelné pásy.
3. Zapněte ohřev těla tlačítkem „Heat”.
4. Zapněte masáž těla tlačítkem „Massage” (volitelné).
5. Doporučená doba použití: 15 – 30 minut.
6. Po použití odpojte od napájení a uložte na suché místo.

Magyar:

1. Csatlakoztassa a pántot USB-tápforráshoz.
2. Helyezze a kiegészítéket a vállára, és állítsa be a pántokat.
3. Kapcsolja be a fűtést a „Heat” gombbal.
4. Kapcsolja be a masszázst a „Massage” gombbal (opcionális).
5. Ajánlott használati idő: 15 – 30 perc.
6. Használat után húzza ki a tápellátásból, és száraz helyen tárolja.