

➔ □ INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. **Włączanie urządzenia:** pojedyncze naciśnięcie "spustu";
2. **Wyłączanie urządzenia:** automatycznie po 20 sekundach;
3. **Pomiar temperatury:** pojedyncze naciśnięcie "spustu";
4. **Zmiana trybu pracy (ciało/przedmioty):** krótkie naciśnięcie "SET";
5. **Poprzednie pomiary w historii:** naciśnięcie "strzałki w dół";
6. **Następne pomiary w historii:** naciśnięcie "strzałki w górę".
7. **Wejście w ustawienia:** przytrzymanie "SET"