



Series 600EW-DJ66

Łagodny. Dokładny. Ultradźwiękowy. Klinicznie sprawdzona pielęgnacja jamy ustnej.

Ulepsz swoją codzienną pielęgnację jamy ustnej, aby zadbać o skuteczne czyszczenie i zdrowsze dziąsła*1 dzięki irygatorowi doustnemu EW-DJ66 z serii 600. Silnie działająca, a zarazem delikatna dysza ultradźwiękowa pozwala dokładnie usuwać resztki jedzenia, płytkę nazębną i oporne bakterie.


*1 Pomiary stanu zdrowia dziąseł po tygodniu codziennego stosowania irygatora ultradźwiękowego w porównaniu z wartością wyjściową, Niemcy, 2023 r.

personalcare

● JAPANESE
TECHNOLOGY
AT WORK

DentaCare

Funkcje



Zdrowsze dziąsła w zaledwie 1 tydzień*1

Do 2 razy skuteczniejszy dla zdrowia dziąseł
przy codziennym stosowaniu w porównaniu z
nićmi dentystycznymi*2



Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki technologii ultradźwiękowej

EWDJ66 to udoskonalona wersja standardowego irygatora firmy Panasonic do jamy ustnej, wyposażona w technologię ultradźwiękową, która zwiększa skuteczność czyszczenia i dba o zdrowie zębów oraz pozostawia uczucie świeżości. Opatentowana dysza i specjalna pompa wodna wytwarzają pęcherzyki pary wodnej. Pęcherzyki pękają na zębach i dziąsłach, generując falę uderzeniową, która wzmacnia skuteczność czyszczenia.

Dokładne czyszczenie zębów z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej

Silny strumień wody wykorzystujący technologię ultradźwiękową umożliwia usunięcie resztek jedzenia, które przywarły do powierzchni zębów.






Udowodniono, że usuwa do 99,9% osadu nazębnego z leczonych obszarów*1,2

Nawet jeśli wydaje Ci się, że dokładnie wyszczotkowałeś zęby, po użyciu szczoteczki do zębów, w jamie ustnej pozostaje nadal około 40% cząstek jedzenia. Irygatory łatwo i skutecznie usuwają resztki jedzenia i płytkę nazębną, nawet z przestrzeni międzyzębowych, do których bardzo trudno dotrzeć szczoteczką do zębów.

5 poziomów ciśnienia wody

Dzięki 5 poziomom ciśnienia wody można dostosować strumień do stanu swoich dziąseł i do własnych preferencji. Ostatnie ustawienie jest zapamiętywane do czasu kolejnego użycia urządzenia.



Utrzymanie czystości

Jednostka główna irygatora jest wodoodporna (klasa szczelności IPX7). Zbiornik na wodę można również myć w zmywarce nacisk, co umożliwia dokładne czyszczenie.

Wygodne i łatwe ładowanie beprzewodowe

W celu naładowania irygator wystarczy umieścić w ładowarce.




60 sekund użytkowania


Zbiornik o dużej pojemności mieści ok. 200 ml wody na 60 sekund użytkowania.

Wybierz swój ulubiony kolor

Do wyboru są białe i granatowe kolory o matowej fakturze.



Specyfikacja



Strumień wody wzmacniany technologią ultradźwiękową



5 ustawień intensywności pracy



10 minut pracy bezprzewodowej



Możliwość mycia i łatwa konserwacja



Możliwość mycia zbiornika na wodę w zmywarce



Zbiornik na wodę zintegrowany z uchwytem



Akumulator litowo-jonowy



Napięcie uniwersalne

Zaawansowana, a zarazem delikatna technologia ultradźwiękowa pozwala dokładnie usuwać resztki jedzenia i bakterie z kieszonek dziąsłowych.

Zdrowsze dziąsła w zaledwie 1 tydzień

Udowodniono, że usuwa do 99,9% płytki nazębnej z czyszczonych obszarów

Odłączany zbiornik na wodę, który można myć w zmywarce

60 sekund użytkowania

Ładowarka bezkontaktowa do łatwego ładowania

Rozmiar i masa

Wysokość 294mm
Szerokość 63mm
Głębokość 80mm
Masa 275g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Daj się zainspirować

**Akumulatorowy irygator do jamy ustnej z
technologią ultradźwiękową EW-DJ66**



