

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Grzebień na porost włosów UK-28



Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1. Opis produktu i funkcje

To urządzenie łączy w sobie pięć głównych funkcji:

- **RF (radiofrekwencja)**
- **EMS (mikroprądy)**
- **Laser niskiej mocy**
- **Czerwone światło (red photon)**
- **Masaż mikroorganizmami**

2. Jak działa laser na porost włosów?

2.1. Przyspieszenie krążenia krwi i metabolizmu skóry głowy

- Laser o niskiej mocy zwiększa krążenie krwi na czole o 20-30%, a na szczycie głowy nawet o 40-60%.
- Lepsze krążenie pomaga dostarczać tlen i składniki odżywcze do mieszków włosowych, co skutecznie zapobiega wypadaniu włosów.

2.2. Pobudzenie mieszków włosowych

- Laser aktywuje około 83% mieszków włosowych znajdujących się w stanie uśpienia (fazy telogenowej), pobudzając je do wzrostu i regeneracji.
- Poprawia odporność mieszków włosowych, co dodatkowo zmniejsza ryzyko wypadania włosów.

2.3. Regulacja wydzielania sebum

- Nadmierne wydzielanie sebum (łojotok) prowadzi do obrzęku gruczołów łojowych i zwężania mieszków włosowych, co może powodować ich zanikanie i wypadanie włosów.
- Laser pomaga zmniejszyć rozmiar gruczołów łojowych, ograniczając wydzielanie sebum i poprawiając kondycję skóry głowy.

2.4. Wsparcie układu odpornościowego

- Laser poprawia funkcje odpornościowe skóry głowy, wzmacniając aktywność leukocytów (białych krwinek) i makrofagów, zwiększając produkcję immunoglobulin i białek dopełniacza.
- Przyspiesza tworzenie nowych naczyń krwionośnych i podział komórek, co sprzyja regeneracji mieszków włosowych i porostowi włosów.

2.5. Poprawa zdrowia skóry głowy i jakości włosów

- Laser stymuluje wzrost włosów, zwiększa ich gęstość, elastyczność oraz nadaje włosom zdrowy, lśniący wygląd.

3. Działanie RF i EMS

- RF i mikroprądy (EMS) stymulują skórę głowy, udrażniają zablokowane pory i pobudzają uśpione mieszki włosowe, co pomaga w odżywieniu włosów i umocnieniu ich korzeni.

4. Dodatkowe funkcje

4.1. Ozon (sterylizacja)

- Ozon skutecznie dezynfekuje, rozkłada enzymy nukleazowe oraz zabija bakterie, penetrując głęboko do mieszków włosowych i oczyszczając je.

4.2. Czerwone światło (Red photon)

- Pobudza metabolizm skóry, przyspiesza usuwanie martwych komórek oraz regenerację nowych.

4.3. Masaż mikroorganizmami

- Podczas czesania urządzenie wykonuje masaż mikrofalowy, który dodatkowo stymuluje mieszki włosowe, wspierając zdrowy wzrost włosów.

5. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Grzebień na porost włosów UK-28
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60 Hz
Moc	3W
Długość fali światła	630-650 nm
Wymiary	18,5 x 4,5 x 5,5 cm
Waga	150 g

6. Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie patrz bezpośrednio w światło lasera ani czerwonego fotonu, aby nie uszkodzić wzroku.
- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia.

- Urządzenie jest zasilane bezpiecznym akumulatorem litowo-polimerowym. Podczas ładowania świeci się lampka czerwona, po naładowaniu zielona.

7. Zastosowanie

Urządzenie jest szczególnie polecane dla osób z:

- Łysieniem plackowatym (alopecia areata)
- Fizycznym lub hormonalnym wypadaniem włosów
- Przerzedzeniem włosów po porodzie
- Problemami z metabolizmem i kondycją skóry głowy