



Series 800EW-DJ86

**Łagodny. Dokładny.
Ultradźwiękowy.
Zaawansowana, przetestowana
klinicznie pielęgnacja jamy
ustnej**

Ulepsz swoją codzienną pielęgnację jamy ustnej, aby zapewnić skuteczne czyszczenie i zdrowsze dziąsła *1 dzięki irygatorowi doustnemu z serii 800. Jego wydajna, a jednocześnie delikatna dysza ultradźwiękowa może pomóc w dokładnym usunięciu resztek jedzenia, płytki nazębnej i uporczywych bakterii z trudno dostępnych miejsc, często pomijanych przez tradycyjne szczoteczki do zębów lub nić dentystyczną.

*1 Pomiary stanu zdrowia dziąseł po tygodniu codziennego stosowania irygatora ultradźwiękowego w porównaniu z wartością wyjściową, Niemcy, 2023 r.

personalcare

● JAPANESE
TECHNOLOGY
AT WORK

DentaCare

Funkcje

Zdrowsze dziąsła w



Zurowsze uziąsra w zaledwie 1 tydzień*1

Dobra higiena jamy ustnej wymaga więcej niż tylko szczotkowania. Irygator do jamy ustnej dociera do miejsc często pomijanych przez szczoteczki do zębów i dokładnie usuwa resztki jedzenia, płytkę nazębną i odporne bakterie ukryte w kieszonkach dziąsłowych. Klinicznie udowodniono, że jest do 2 razy bardziej skuteczny w dbaniu o zdrowie dziąseł przy codziennym stosowaniu w porównaniu z nicią dentystyczną. *2



Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki technologii ultradźwiękowej

Seria 800 to udoskonalona wersja standardowego irygatora firmy Panasonic do jamy ustnej, wyposażona w technologię ultradźwiękową, która zwiększa skuteczność czyszczenia i dba o zdrowie zębów oraz pozostawia uczucie świeżości. Opatentowana dysza i specjalna pompa wodna wytwarzają pęcherzyki pary wodnej. Pęcherzyki pękają na zębach i dziąsłach, generując falę uderzeniową, która wzmacnia skuteczność czyszczenia.

Dokładne czyszczenie zębów z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej

Silny strumień wody wykorzystujący technologię ultradźwiękową umożliwia usunięcie resztek jedzenia, które przywarły do powierzchni zębów.





Udowodniono, że usuwa do 99,9% płytki nazębnej z obszarów poddanych irygacji*1,2

Nawet jeśli wydaje Ci się, że dokładnie wyszczotkowałeś zęby, po użyciu szczoteczki do zębów, w jamie ustnej pozostaje nadal około 40% cząstek jedzenia. Irygatory łatwo i skutecznie usuwają resztki jedzenia i płytkę nazębną, nawet z przestrzeni międzyzębowych, do których bardzo trudno dotrzeć szczoteczką do zębów.

Wygodne i szybkie ładowanie w ciągu 1 godziny

Proste ładowanie za pomocą kabla USB (typu C)*1. Całkowicie naładowany zapewnia 10 minut użytkowania*2.




5 poziomy ciśnień strumienia wody

Dzięki 5 poziomom ciśnienia wody można dostosować strumień do stanu swoich dziąseł i do własnych preferencji. Ostatnie ustawienie jest zapamiętywane do czasu kolejnego użycia urządzenia.

60 sekund użytkowania*1

Zbiornik o dużej pojemności mieści ok. 200 ml wody na 60 sekund użytkowania.



Możliwość wyboru dysz do różnych zastosowań


W skład zestawu wchodzi dysza ultradźwiękowa i dysza ortodontyczna, aby zaspokoić specyficzne potrzeby różnych użytkowników w zakresie higieny jamy ustnej.

Wybierz swój ulubiony kolor

Schludne, jednolite wzornictwo produktu pasuje do każdego wnętrza.




Specyfikacja



Strumień wody wzmacniany technologią ultradźwiękową



5 ustawień intensywności pracy



Pełne naładowanie zajmuje 1 godzin



10 minut pracy bezprzewodowej



Możliwość mycia i łatwa konserwacja



Zbiornik na wodę zintegrowany z uchwytem



Akumulator litowo-jonowy



Napięcie uniwersalne

Zaawansowana, a zarazem delikatna technologia ultradźwiękowa pozwala dokładnie usuwać resztki jedzenia i bakterie z kieszonek dziąsłowych.

Zdrowsze dziąsła w zaledwie 1 tydzień

Udowodniono, że usuwa do 99,9% płytki nazębnej z czyszczonych obszarów

Wygodne i szybkie ładowanie w 1 godzinę za pomocą kabla USB (typu C).

60 sekund pracy z pełnym zbiornikiem wody

Zawiera dyszę ultradźwiękową i dyszę ortodontyczną

Rozmiar i masa

Wysokość 297mm
Szerokość 68mm
Głębokość 81mm
Masa 275g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Daj się zainspirować

**Akumulatorowy irygator z serii 800 do jamy ustnej
z technologią ultradźwiękową EW-DJ86**



