



Řada 600EW-DJ66

Šetrná. Účinná. Ultrasonická. Klinicky ověřená péče o ústní dutinu.

personalcare


Zlepšete každodenní péči o ústní dutinu pro účinné čištění a zdravější dásně *1 s ústní sprchou řady 600 EW-DJ66. Výkonná, ale jemná ultrasonická tryska může pomoci opatrně odstranit zbytky jídla, plak a odolné bakterie.

*1 Měření zdraví dásní 1 týden po každodenním používání ultrazvukové ústní sprchy oproti výchozí hodnotě, Německo 2023.

 JAPANESE
TECHNOLOGY
AT WORK

DentaCare

Vlastnosti



Zdravější dásně již po 1 týdnu*1

Až 2x účinnější pro zdraví dásní při každodenním používání ve srovnání se zubní nití*2



Zvyšte čisticí výkon pomocí ultrasonické technologie

EWDJ66, moderní řešení oproti běžné zubní niti, přichází s ultrasonickou technologií, která zvyšuje čisticí výkon pro svěží a zdravé zuby. Patentovaná tryska a speciální vodní pumpa generují bublinky vodní páry. Ty účinně narážejí na zuby a dásně a vytvářejí rázovou vlnu, která zesiluje čisticí sílu.

Čistěte si důkladně zuby pomocí ultrazvukové technologie

Výkonná vodní tryska využívající ultrazvukovou technologii umožňuje odstranění zbytků potravin zachycených na povrchu zubů.






Prokazatelně odstraňuje až 99,9 % plaku z ošetřených oblastí*1,2

I když si myslíte, že jste si zuby důkladně vyčistili, při čištění zubním kartáčkem zůstane na povrchu a mezi zuby asi 40 % částíček jídla. Ústní sprchy dokážou snadno a efektivně odstranit zbytky jídla a plak, a to i v mezizubních oblastech, kam se zubním kartáčkem jen velmi těžko dostanete.

Nastavitelné na 5 úrovně vodního tlaku

Přizpůsobte zařízení stavu vašich dásní a osobním preferencím pomocí 5 úrovní nastavení tlaku vody. Vaše poslední nastavení se uloží pro další použití zařízení.



Udržujte čistotu

Hlavní jednotka irigátoru odpovídá vodotěsnosti IPX7. Nádržku na vodu lze mýt v myčce nádobí, což umožňuje důkladné čištění.

Pohodlné a snadné bezdrátové nabíjení

Pro nabití stačí sprchu umístit do nabíječky.



60 sekund používání


Velkokapacitní nádrž pojme přibližně 200 ml vody na 60 vteřin použití.

Vyberte si svou oblíbenou barvu

Můžete si vybrat bílou a námořnickou barvu s matnou texturou.



Specifikace



Ultrazvukový proud vody




5 nastavení intenzity



10 minut bezdrátového použití



Omyvatelný pro snadnou údržbu



Nádrž na vodu vhodná do myčky



Nádržka na vodu integrovaná v rukojeti



Lithium-iontová baterie



Univerzální napětí

Výkonná, ale šetrná ultrazvuková technologie pomáhá pečlivě odstranit zbytky jídla a bakterie v parodontálních vácích.

Zdravější dásně již po týdnu

Prokazatelně odstraňuje až 99,9 % plaku z ošetřených oblastí

Odnímatelná nádržka na vodu vhodná do myčky

Použití na 60 vteřin

Bezkontaktní nabíječka pro snadné nabíjení

Dobíjecí ústní sprcha EW-DJ66 s ultrasonickou

technologíí



