

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały przekazane lub poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Nie używaj ładowarki na zewnątrz lub w pobliżu ogrzewanych powierzchni.
4. Nie czyść główek szczoteczek i uchwytu szczoteczeki do zębów w zmywarce.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, gum i języka. Nie używaj go w żadnym innym celu. Przystań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania wsparcia, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.
6. Przystań używać główek szczoteczeki ze zmiażdżonym lub wygiętym włosiem. Wymień główkę szczoteczeki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawiają się oznaki zużycia.
7. Jeśli używana pasta do zębów zawiera wodorowęglan sodu, nadtlenuk lub inny wodorowęglan (powszechne składniki wybielającej pasty do zębów), pamiętaj, aby dokładnie umyć główkę szczoteczeki mydłem po każdym użyciu, co może zapobiec pękaniu plastiku.
8. Jeśli miałeś operację jamy ustnej lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia.

Parametry Produktu

Rozmiar Produktu	35*33*110mm
Napięcie Wejściowe	5V ---
Moc Wejściowa	1.2W
Materiał Produktu	ABS / TPE / PC
Czas ładowania	≤4h
Poziom Wodoodporności	IPX7
Temperatura Pracy	5-40°C



Nazwa Komponentu

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| A-1 Szczoteczka do zębów Główna | A-4 Handle |
| A-2 Kolorowa Diody LED | A-5 Magnetic USB Charging Port |
| A-3 Przycisk zasilania | |

Wymiana Głównki Szczoteczeki

Zainstaluj: Włóż nową główkę szczoteczeki, jak pokazano na (B-1).
Odłącz: Obróć główkę szczoteczeki i pociągnij ją do góry, jak pokazano na (B-2).

Ostrzeżenie: Wycięcie po wewnętrznej stronie główek szczoteczeki powinno być wyrównane z wewnętrznymi nacięciami na korpusie szczoteczeki, aby główka szczoteczeki zatrasnęła się na swoim miejscu.

1. Skuteczne czyszczenie jamy ustnej 24000 razy na minutę.
2. Są dwa tryby.
3. Wodoodporność IPX7.
4. Bezpieczna i trwała bateria litowa działa przez około 60 dni po pełnym naładowaniu, z przypomnieniem o braku energii i ładowaniem przez USB.
5. Inteligentny timer, 2-minutowe automatyczne zatrzymanie i 30-sekundowe przypomnienie o poruszeniu się, które może pomóc w wypracowaniu dobrych nawyków szczotkowania.
6. Wyjątkowo miękkie włosie o wysokiej gęstości zapewnia dokładne czyszczenie, jednocześnie chroniąc szkliwo.

Jak Używać

1. Zwilż włosie i przetrzyj niewielką ilość pasty do zębów.
2. Umieść włosie przy trójniku o niewielkim kącie w kierunku linii dziąseł (C-1).
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb. Jeśli znasz tryb używany ostatnim razem, nie musisz ponownie wybierać trybu. Dostępnych jest 3 tryby.
UWAGI: Naciśnij przycisk zasilania w ciągu pięciu sekund po uruchomieniu, szczoteczka przełączy się w następny tryb i uruchomi ponownie dwuminutowy timer. W tym samym czasie zapali się lampka kontrolna trybu.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczeki tam i z powrotem po zębach.
5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zaczynaj od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Działanie szczotkowania zatrzyma się między każdym 30-sekundowym odstępem, wskazując, kiedy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka do zębów zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania (C-2).

Instrukcje ładowania

1. Gdy wskaźniki LED migają po użyciu lub produkt nie może być normalnie włączony. Oznacza to, że moc baterii jest niska i wymaga ładowania.
2. Ładowanie rozpoczyna się od migotania wskaźnika LED (pełne ładowanie może zostać zakończone w około czterech godzin). Po pełnym naładowaniu ładowarka automatycznie się wyłączy, aby zapobiec przedładowaniu, a wskaźnik ładowania świeci się jako przypomnienie.
3. Podczas pierwszego użycia lub gdy bateria jest niedoładowana przez długi czas, wskaźnik może nie świecić się przez pierwsze 5 minut.

Utylizacja

1. Źródłem zasilania tego produktu jest bateria litowo-jonowa, którą można poddać recyklingowi. Pod koniec życia produktu wyjmij baterię przed wyrzuceniem produktu, recyklingiem lub wyrzuceniem baterii zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi gospodarki odpadami. Jeśli masz pytania dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym biurem gospodarki odpadami, aby poprosić o pomoc.
2. Zanim zdecydujesz się wyjąć baterię, musisz przygotować dwa narzędzia: szcypce i nożyczki.
3. Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podjąć środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.