

INTELIĞENTNA WAGA

INSTRUKCJA

Tvoja nowa elektryczna waga osobista została zaprojektowana tak aby dokładnie wskazywać przyrost lub utratę masy ciała w określonym czasie i powinna służyć przez wiele lat przy normalnym użytkowaniu.

Specyfikacja

Wyświetlacz: Wszystkie dane wyświetlane po włączeniu zasilania

Pojemność: 3kg - 180kg

Podział: 1D=100g/0.2lb

Jednostka: KG/LB/ST

Bateria: 2*AAA bateria

Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii: wyświetl "LO" i moc

Prąd: $\leq 25\text{mA}$

Prąd czuwania: $\leq 10\mu\text{A}$

Sygnalizacja przeciążenia: przeciążenie powyżej 2,5kg łącznie 182,5kg wyświetla komunikat "Err"

Najlepsza temperatura pracy: 5 ~35°C

Temperatura przechowywania: -10 ~60°C

Wilgoć Środowisko: $\leq 90\% \text{ RH}$

Naciśnięcie klawisza

- kluczowe funkcje: przełącznik konwersji jednostek
Program do ładowania przełącznika

Jak ważyć

- Usuń izolację, połóż wagę na twardej i płaskiej powierzchni (unikaj dywanu o miękkiej powierzchni) odczekaj 2 sekundy przed ważeniem
- Skonfiguruj jednostkę przed użyciem, jednostki nie można przeliczyć w przypadku wagi
- Stań na wadze, możesz odczytać wynik automatycznie po ustawieniu ciężaru po 3 sekundach i automatycznie wyłączyć po 8 sekundach.

Uwaga: Przed położeniem wagi na płaskiej i twardej powierzchni waga automatycznie się wyłącza. Najpierw należy automatycznie zważyć wagę

Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji

- W przypadku nieużywania wagi należy pozostawić nieobciążoną, aby uniknąć przejęcia mocy i awarii w pracy
- Staraj się stać w środkowym miejscu, aby uniknąć poślizgu
- Stań na wadze w dobrej równowadze, aby uniknąć awarii zamka i nieprawidłowych ilustracji
- Brak mocnego uderzenia w wagę
- Nie wolno plamić miejsca wodą ani nie myć wodą
- Ten przedmiot służy wyłącznie do ważenia w życiu codziennym. Nie używać do legalnego handlu

