

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Masażer limfatyczny do nóg i rąk MŻ-01



Gratulujemy zakupu Masażera limfatycznego do nóg i rąk. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

Nazwa: Masażer limfatyczny do rąk i nóg

1. Konstrukcja: Pompa elektryczna, kombinezon (na ramiona, nogi oraz odcinek lędźwiowy)

2. Parametry:

- Zakres ciśnienia: 0 – 28 Pa ± 5 Kpa
- Timer: 0 – 30 minut
- Napięcie znamionowe: 220V, 50Hz

3. Materiał: TPU

4. Zasada działania:

Urządzenie jest przeznaczone do masażu części ciała od dalszych do bliskich poprzez regularny system pompowania, który wytwarza nacisk na ciało i tkankę. Używanie masażera pozwala na zmniejszenie obrzęku i bólu oraz pobudzenie krążenia krwi.



5. Funkcje:

- 1) Każdy kombinezon ma wiele worków powietrznych. Po wyregulowaniu odpowiedniego ciśnienia każdy worek powietrzny podlega naprężeniu. Kiedy pierwszy worek powietrzny osiągnie zadane ciśnienie, kolejny zacznie się napełniać i tak dalej.
- 2) Do produkcji kombinezonu zastosowano grubszy materiał TPU, który jest nietoksyczny, wodoodporny i cechuje się solidnością. Użytkownicy, przebywający w kombinezonie, nie będą czuć się dzięki temu niekomfortowo.
- 3) Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z ergonomią i połączone z tradycyjnym masażem chińskim. Można je stosować na ramionach, plecach, odcinku lędźwiowym, biodrach, nogach i innych częściach ciała. Masażer może być stosowany na konkretną część ciała lub na kilka naraz.
- 4) Odpowiednie osoby przeznaczone do używania masażu: osoby po paraliżach, długotrwale siedzące lub stojące, przewlekłe zmęczone, ludzie odczuwający bóle mięśni lub innych partii ciała.

6. Profity używania urządzenia:

- 1) Wspomaga przepływ krwi i krążenie limfy.
- 2) Zapobiega żylakom.
- 3) Zapobiega zanikowi mięśni.

7. Opis użytkowania:

- 1) Podłącz przewód kombinezonu do pompy.
- 2) Następnie podłącz zasilanie.
- 3) Na koniec załóż kombinezon i włącz przełącznik zasilania.

8. UWAGI:

- 1) Urządzenie powinno być umieszczone do użycia na czystej i płaskiej powierzchni.
- 2) W przypadku używania przez dzieci muszą być one ściśle nadzorowane przez odpowiedniego, dorosłego opiekuna.
- 3) Należy się upewnić, że urządzenie jest trzymane z dala od wszelkich źródeł ciepła. Jeśli wtyczka kabla jest uszkodzona lub zużyta, należy pozostawić urządzenie odłączonym od zasilania.
- 4) Po zakończonym użytkowaniu należy wyłączyć pompę, a następnie wyciągnąć wtyczkę.
- 5) Nie należy podłączać urządzenie do innego sprzętu ani zmieniać komponentów urządzenia.
- 6) Trzymaj kombinezon z daleka od ostrych przedmiotów, takich jak igły lub nożyczki, gdyż w innym wypadku może dojść do uszkodzenia kombinezonu.
- 7) Przed użyciem należy zdjąć wszelką biżuterię i wyjąć wszystkie rzeczy z kieszeni, by nie doprowadzić do ich uszkodzenia w skutek działania ciśnienia.
- 8) Zabrania się używania urządzenia przez osoby z takimi dolegliwościami lub chorobami jak: obrzęk płuc, różyczka, głębokie zakrzepowe zapalenie żył, zapalne stany skórne. W przypadku wątpliwości co do możliwości używania urządzenia należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem lub specjalistą.