



EW-DL83-W803

**Extra jemné štětiny pro péči o  
parodontní váčky.**


## Vlastnosti

### **Tři účinky zubního kartáčku se sonickými vibracemi a lineárním motorkem**

Společnost Panasonic tento zubní kartáček navrhla a vyvinula se zaměřením na péči o parodontní váčky. Extra jemné štětiny přibl. 0,02 mm v průměru dosáhnou hluboko do parodontních váček a pohybují se podél dásní. Lineární motorek generuje miniaturní vibrace s vysokou rychlostí. Díky těmto originálním technologiím jsou bakterie ukryté v parodontních váčkách, které vyvolávají parodontózu, důkladně odstraněny, aniž by



došlo k nadměrnému zatížení dásní.




## Extra jemné štětiny

K odstranění bakterií skrytých v parodontních váčcích, které způsobují parodontózu, zubním kartáčkem musejí být štětiny kartáčku schopné proniknout do úzkých váčků. Špičky štětín originálního extra jemného kartáčku od společnosti Panasonic mají v průměru pouze přibl. 0,02 mm a jsou navrženy tak, aby dosáhly 3 mm do parodontních váčků.

## Pohyb podél dásní

K odstranění bakterií skrytých v parodontních váčcích, které způsobují parodontózu, zubním kartáčkem se špičky štětín musejí pohybovat podél dásní. Originální pohyb podél dásní společnosti Panasonic umožňuje štětinám snadno proniknout do parodontních váčků a efektivně odstranit plak.




## Vysoce přesné sonické vibrace v rozsahu 1 mm

Malé, vysoce přesné vibrace důkladně odstraní plak z parodontních váčků a zároveň minimalizují zatížení zubů a dásní. Lineární motorek Díky originální technologii lineárního motoru společnosti Panasonic kartáček vibruje s amplitudou přibl. 1 mm a s rotační rychlostí přibl. 31000 úderů za minutu. Výsledkem je pak přesný a rychlý pohyb kartáčku.

## Porovnání s běžným elektrickým zubním kartáčkem

Lineární motorek umožňuje čištění na úrovni dásní díky pohybu o šířce, která se rovná pětině šířky u jiných elektrických zubních kartáčků, a s 4,9krát vyšší rychlostí. Kombinovaný účinek těchto funkcí je zárukou vysoce efektivního čištění.

|                          |                               |          |               |                              |
|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------|------------------------------|
| Pohyb podél dásní        |                               |          | Rotační pohyb |                              |
|                          |                               |          |               |                              |
| Amplituda kartáčku       | Přibližně 1 mm                | Jemný <  |               | Přibližně 5 mm               |
| Rychlost pohybu kartáčku | Přibl. 31000 pohybů za minutu | Rychlý > |               | Přibl. 7200 pohybů za minutu |




## Řízení výkonu pro minimalizaci zatížení dásní

Změny amplitudy v závislosti na tom, jak moc kartáčkem tlačíte.

## Dodávané kartáčky pro konkrétní účely

Součástí balení jsou tři kartáčky pro různé účely. Jejich správné použití zvyšuje efektivitu čištění zubů.



## Specifikace



- 1hr.**  
Full Charge
- Plné nabití za 1 hod
- 60min.**  
life
- Výdrž 60 min
- 100-240V**
- 100–240 V
- Li-ion**
- Lithium-iontová baterie
- Washable**
- Omyvatelný

**Extra jemné štětiny s průměrem přibližně 0,02 mm dosáhnou 3 mm**

**Vysoce přesné sonické vibrace v rozsahu 1 mm**

**Pohyb podél dásní**

## EW-DL83 Elektrický zubní kartáček

