



EW-DJ11

Higiena jamy ustnej w podróży z podróżnym irygatorem do ust

personalcare

Podróżny irygator do ust dzięki strumieniowi wody wypłukuje resztki jedzenia spomiędzy zębów, z kieszonek dziąsłowych oraz aparatów ortodontycznych. Jest zasilany bateriami, więc jest zawsze gotowy do użycia. Dobrze leży w dłoni i jest łatwy do przechowywania oraz transportu. Optymalna higiena jamy ustnej w domu i w podróży.

DentaCare

Funkcje

**Niewielkie wymiary ułatwiają przenoszenie i
przechowywanie**

Łatwa obsługa w dowolnym miejscu



Kompaktowy i przenośny


Po wsunięciu jednostki głównej do zbiornika na wodę podróżny irygator jamy ustnej ma wysokość łatwą do przenoszenia, wynoszącą zaledwie 15,4 cm.



Dysza z możliwością przechowania

Zadbaj o czystość dyszy urządzenia i chroń ją przed zgubieniem.

**Usuwa resztki jedzenia
ze wszelkich miejsc**



Strumień wody z łatwością dociera do przestrzeni między zębem a dziąsłem i

usuwa resztki pokarmów.



Ergonomiczny kształt dla komfortu użytkowania

Podróżny irygator jamy ustnej łatwo się mieści w dłoni. Obracana dysza pozwala dostosować kierunek strumienia wody bez konieczności zmieniania chwytu.

2 poziomy ciśnienia strumienia wody

Dzięki 2 poziomom ciśnienia wody można dostosować strumień do stanu swoich dziąseł i do własnych preferencji.



35 sekund użytkowania

Większy zbiornik na wodę mieszczący około 150 ml zapewnia każdorazowo do 35 sekund użytkowania.




Zasilanie bateryjne

2 baterie AA zapewniają zasilanie na 20 minut użytkowania. EWDJ11 jest wygodny i zawsze pod ręką.



Utrzymanie czystości

Jednostka centralna irygatora posiada normę wodoodporności IPX7. Dolną osłonę zbiornika można zdjąć. Zarówno zbiornik, jak i osłona mogą być myte w zmywarce co znacznie ułatwia ich dokładne czyszczenie.




Akcesoria opcjonalne



Dysza ortodontyczna WEW0984

Dzięki połączeniu strumienia wody i zintegrowanej główki szczoteczki można łatwo usuwać kamień nazębny i resztki jedzenia z aparatów i mostów ortodontycznych.




Dysza pielęgnująca język WEW0985

Woda delikatnie wypływa z końcówki dyszy, zmniejszając tarcie między językiem i szczoteczką, dzięki czemu szczotkowanie jest bezpieczniejsze.

Specyfikacja



Możliwość mycia i łatwa konserwacja



Podróżny rozmiar ułatwiający przenoszenie

Delikatnie usuwa resztki jedzenia spomiędzy zębów

Zasilanie bateryjne

Zbiornik na wodę o pojemności 150 ml

2 poziomy ciśnienia strumienia wody

Możliwość zdjęcia zbiornika na wodę
i umycia go w zmywarce

Rozmiar i masa

Wysokość 309mm
Szerokość 52mm
Głębokość 57mm
Masa 210g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Travel Oral Irrigator EW-DJ11 zasilany z baterii



