

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - S2 HYDRA DERMA SYSTEM 140 – DERMA STAMP

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 × Derma Stamp z 140 mikroigłami ze stali chirurgicznej
- 1 × Wbudowany zbiorniczek na serum (ampułkę)
- 1 × Sterylne opakowanie

OPIS PRODUKTU:

S2 Hydra Derma System 140 to urządzenie typu derma stamp (stempel do mikronakłuć), które łączy działanie mezoterapii mikroigłowej z aplikacją serum.

Podczas delikatnego nakłuwania skóry mikroigły tworzą mikroskopijne kanaliki, przez które aktywne składniki z ampułki wnikają głęboko w skórę, wspomagając jej regenerację, nawilżenie i odnowę kolagenową.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

1. Umyj dokładnie ręce i przygotuj czyste, dobrze oświetlone miejsce.
2. Oczyszczyć skórę twarzy lub ciała (np. łagodnym żelem myjącym, tonikiem bez alkoholu).
3. Zdezynfekuj skórę środkiem antyseptycznym.
4. Zdejmij osłonę igieł i upewnij się, że produkt jest fabrycznie sterylny.
5. Napętnij zbiorniczek wybranym serum lub ampułką (np. z kwasem hialuronowym, witaminą C, kolagenem, peptydami).

💡 Uwaga: nie stosuj gęstych kremów ani olejków – mogą zablokować przepływ serum.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Delikatnie przyłóż stempel do skóry i wykonuj pionowe „odciśnięcia” w wybranym obszarze.
2. Nie przesuwaj urządzenia po skórze – unoszenie i przykładanie zapobiega zarysowaniom.
3. Powtarzaj czynność równomiernie na całym obszarze (np. policzki, czoło, szyja).

4. W trakcie zabiegu serum będzie stopniowo wyptywać ze zbiorniczka, wnikać w mikronakłucia.

Czas trwania zabiegu: ok. 5–10 minut w zależności od obszaru.

PO ZABIEGU:

1. Skóra może być lekko zaczerwieniona lub napięta – to normalna reakcja.

2. Przez 12–24 godziny:

- nie nakładaj makijażu,
- unikaj sauny, solarium i intensywnego słońca,
- nie stosuj kosmetyków z kwasami lub retinolem.

Po 24 godzinach możesz zastosować krem łagodzący lub regenerujący.

Zabieg można powtarzać co 7–14 dni w zależności od kondycji skóry.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Urządzenie jest jednorazowe i sterylne – nie używaj ponownie.

Nie stosuj na:

- aktywne stany zapalne lub trądzik,
- rany, otarcia i oparzenia,
- skórę po świeżych zabiegach kosmetycznych lub laserowych.

Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od dzieci.