



**EW-DJ4B**


## **Pielęgnacja jamy ustnej w podróży z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej**

Podróżny irygator jamy ustnej zmywa resztki jedzenia z powierzchni zębów, przestrzeni międzyzębowych i kieszonek dziąsłowych, korzystając ze strumienia wody wzmacnianego technologią ultradźwiękową. Wydajny i kompaktowy irygator łatwo się mieści w dłoni, dzięki czemu można go łatwo spakować i zabrać ze sobą. Higiena jamy ustnej w domu i w podróży



## **Funkcje**

**Niewielkie wymiary ułatwiają przenoszenie i przechowywanie**



**ZDROWSZE DZIAŚŁA JUŻ PO 1 TYGODNIU\***

DO 2 RAZY WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ DLA ZDROWIA DZIAŚEŁ W PORÓWNANIU DO NICI DENTYSTYCZNEJ PRZY CODZIENNYM STOSOWANIU\*\*



**Łatwa obsługa w dowolnym miejscu**



**Kompaktowy i przenośny**

Po wsunięciu jednostki głównej do zbiornika na wodę podróżny irygator jamy ustnej ma wysokość łatwą do przenoszenia, wynoszącą zaledwie 15,4 cm.



**Dysza z możliwością przechowania**

Zadbaj o czystość dyszy urządzenia i chroń ją przed zgubieniem.

**Dokładne czyszczenie zębów z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej**

Silny strumień wody wykorzystujący technologię ultradźwiękową umożliwia usunięcie resztek jedzenia, które przywarły do powierzchni zębów.



**Ergonomiczny kształt dla komfortu użytkowania**

Podróżny irygator jamy ustnej łatwo się mieści w dłoni. Obracana dysza pozwala dostosować kierunek strumienia wody bez konieczności zmieniania chwytu.

**4 poziomy ciśnienia strumienia wody**

Dzięki 4 poziomom ciśnienia wody można dostosować strumień do stanu swoich dziąseł i do własnych preferencji. Ostatnie ustawienie jest zapamiętywane do czasu kolejnego użycia urządzenia.



## 40 sekund użytkowania

Zbiornik na wodę o pojemności około 150 ml umożliwia wygodne użytkowanie urządzenia każdorazowo przez 40 sekund.

## Szybkie ładowanie w 1 godzinę

Urządzenie EW-DJ4B-W jest wygodne i poręczne, a w pełni naładowany akumulator umożliwia pracę przez 10 minut.



## Utrzymanie czystości

Jednostka centralna irygatora posiada normę wodoodporności IPX7. Dolną osłonę zbiornika można zdjąć. Zarówno zbiornik, jak i osłona mogą być myte w zmywarce co znacznie ułatwia ich dokładne czyszczenie.

## Akcesoria opcjonalne



### Dysza ortodontyczna WEW0984

Dzięki połączeniu strumienia wody i zintegrowanej główki szczoteczki można łatwo usuwać kamień nazębny i resztki jedzenia z aparatów i mostów ortodontycznych.



### Dysza pielęgnująca język WEW0985

Woda delikatnie wypływa z końcówki dyszy, zmniejszając tarcie między językiem i szczoteczką, dzięki czemu szczotkowanie jest bezpieczniejsze.

## Specyfikacja



Pełne naładowanie zajmuje 1 godzinę



Możliwość mycia i łatwa konserwacja



Akumulator litowo-jonowy



Urządzenie bezprzewodowe



Napięcie uniwersalne



Podróżny rozmiar ułatwiający przenoszenie

Ultradźwiękowa dysza dokładnie usuwa resztki jedzenia spomiędzy zębów

Szybkie ładowanie w 1 godzinę

Zbiornik na wodę o pojemności 150 ml

4 poziomy ciśnienia strumienia wody

Możliwość zdjęcia zbiornika na wodę i umycia go w zmywarce

## Rozmiar i masa

**Wysokość** 309mm

**Szerokość** 52mm

**Głębokość** 57mm

**Masa** 240g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

**Akumulatorowy podręczny irygator jamy ustnej z technologią ultradźwiękową EW-DJ4B**

