

Instrukcja obsługi urządzenia kosmetycznego Plazma Pen MY-035

Funkcje produktu

Urządzenie do usuwania piegów zastosowało zaawansowaną technologię karbonizacji jonowej, aby leczyć znamiona skórne, piegi, brodawki i tatuaże. Może szybko i bezpiecznie osiągnąć efekty kosmetyczne.

Cechy produktu

1. Długopis do usuwania piegów wykorzystuje najnowszą technologię mikrokomputerowego sterowania, co zapewnia zwinne i stabilne oraz bezpieczne manipulowanie.
2. Posiada 9 regulowanych poziomów mocy, co czyni go odpowiednim do szerokiego zakresu obszarów i może być używany do różnych rozmiarów.
3. Wyposażony w unikalną technologię karbonizacji jonowej, stabilne napięcie, bez odczucia elektryczności podczas użycia.
4. Wbudowana ochrona przed przeładowaniem w konstrukcji akumulatorowej. Wygodny do przenoszenia, działa przez ponad 5 godzin na pełnym naładowaniu.

Parametry produktu

- Nazwa produktu: Długopis do usuwania piegów
- Numer modelu: MY-035
- Pozycja biegu: 1-9
- Napięcie ładowania: DC5V/1A
- Metoda ładowania: USB
- Parametr akumulatora: 3.7V/1200mAh
- Model akumulatora: 18650
- Materiał produktu: ABS
- Rozmiar produktu: 1953535mm
- Standard wykonawczy: GB/T 36419-2018, GB 4706.15-2008

Podsumowanie kluczowych punktów:

- **Środki ostrożności:** Należy zachować ostrożność podczas używania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa, szczególnie w przypadku dzieci i osób bez doświadczenia. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia w przypadku awarii, a także czyścić go wodą lub płynami, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Metody użycia:**
 1. Wybierz odpowiednią igłę i zamontuj ją na końcówce urządzenia.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie (wyświetlacz LCD pokaże poziom naładowania i bieg).
 3. Kliknij przycisk ON/OFF, aby zmienić poziom prędkości.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OUT, aby rozpocząć pracę. Na ekranie LCD pojawi się ikona wskazująca na emisję jonów elektrycznych. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać pracę.
 5. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- **Zalecane metody użycia:**
 1. **Usuwanie plam:** Delikatnie przesuwaj urządzeniem po plamie, aż melanina zostanie spalona i odpadnie. W przypadku ciemnych plam zaleca się karbonizację 2-3 razy. Należy zachować równowagę i unikać spalenia skóry.
 2. **Usuwanie znamion:** Należy rozróżnić głębokość znamion i unikać przebijania powierzchni od razu. Lepiej wypalać małe obszary. W przypadku problematycznych znamion, można zastosować krem znieczulający na 2-3 dni przed zabiegiem, aby uniknąć zapalenia.
 3. **Usuwanie ziarniny:** Delikatnie dotknij ziarniny końcówką urządzenia, aby spalić komórki. Małe ziarniny można usunąć za jednym razem, a większe wymagają kilku operacji.
 4. **Usuwanie tatuaży:** Do usuwania tatuaży zaleca się użycie grubej igły. Duże obszary (powyżej 3 cm) należy traktować wielokrotnie, aby zapewnić dobry efekt i bezpieczeństwo.
- **Karta gwarancyjna:** Zawiera informacje o produkcie, dystrybutorze, modelu, dane kontaktowe oraz informacje o dacie produkcji i testach jakości.