



Řada 300EW-DJ26

## Získejte pocit absolutní čistoty


personalcare

Pozvedněte každodenní péči o ústní dutinu pro efektivní čištění s ústní sprchou řady 300 EW-DJ26. Účinná a snadná péče o mezizubní prostory ideální pro uživatele rovnátek. Obsahuje jednu náhradní trysku.

DentaCare

## Vlastnosti

**Jemně odstraňuje  
zbytky jídla a plak**



Učinně odstraňuje zbytky jídla v periodontálních váčcích a kolem ortodontických aparátů, které je obtížné odstranit zubním kartáčkem.



## Až 99,9 % plaku odstraněno z ošetřených oblastí\*1,2

I když si myslíte, že jste si zuby důkladně vyčistili, při čištění zubním kartáčkem zůstane na povrchu a mezi zuby asi 40 % částecek jídla. Ústní sprchy dokážou snadno a efektivně odstranit zbytky jídla a plak, a to i v mezizubních oblastech, kam se zubním kartáčkem jen velmi těžko dostanete.

## Odstraňuje zbytky jídla na všech místech

Dostaňte se snadno do mezizubních prostor a odstraňte zbytky jídla pomocí vodního proudu.




**Nastavitelné na 5 úrovně vodního tlaku**



Přizpůsobte zařízení stavu vašich dásní a osobním preferencím pomocí 5 úrovní nastavení tlaku vody. Vaše poslední nastavení se uloží pro další použití zařízení.

## Udržujte čistotu

Hlavní jednotka irrigátoru odpovídá vodotěsnosti IPX7. Nádržku na vodu lze mýt v myčce nádobí, což umožňuje důkladné čištění.



## Pohodlné a snadné bezdrátové nabíjení

Pro nabití stačí sprchu umístit do nabíječky.



## 50 sekund použití

Velkokapacitní nádrž pojme přibližně 200 ml vody na 50 vteřin použití.



## Vyberte si svou oblíbenou barvu

Můžete si vybrat modrou a fialovou barvu s matnou texturou.

## Odstraňuje zbytky jídla na všech místech

### Navrženo k řešení čištění mezizubních prostor

---

Dostaňte se snadno do mezizubních prostor a odstraňte zbytky jídla pomocí vodního proudu.

\* Obrázek je pouze ilustrativní.

### Chrání pomocí čištění parodontálních váčků

---

### Pečuje o vaše dásně

---

### Funguje okolo zubních pomůcek

---

# Specifikace



Proud vody




5 nastavení intenzity



10 minut bezdrátového použití



Omyvatelný pro snadnou údržbu



Nádržka na vodu vhodná do myčky



Nádržka na vodu integrovaná v rukojeti



Lithium-iontová baterie



Univerzální napětí

**Jemný proud vody může pomoci opatrně odstranit zbytky jídla a bakterie v periodontálních štěrbinách.**

**Z ošetřených oblastí je odstraněno až 99,9 % plaku.**

**5 úrovní nastavení tlaku vody**

**Odnímatelná nádržka na vodu vhodná do myčky**

**Použití na 50 vteřin**

## Nabíjecí ústní irigátor s EW-DJ26



