

Masażer do Ciała – Wyszczuplający, Ujędrniający i Antycellulitowy

Cechy produktu:

Wszechstronność: Skutecznie pomaga w walce z cellulitem, ujędrnia skórę i wspiera modelowanie sylwetki.

Mocny silnik: Wydajny silnik zapewnia efektywny masaż różnych partii ciała.

5 wymiennych nakładek: W zestawie różnorodne końcówki do masażu, umożliwiające dopasowanie intensywności i rodzaju masażu do indywidualnych potrzeb.

Odpinana rączka: Ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak plecy czy nogi.

Regulacja intensywności: Możliwość dostosowania mocy masażu, co czyni urządzenie odpowiednim zarówno do relaksu, jak i intensywniejszych zabiegów.

Korzyści z użytkowania:

Redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu.

Wzmocnienie i ujędrnienie zwiódnionych mięśni.

Relaksacja po ciężkim dniu pracy i redukcja bólu mięśniowego.

Modelowanie sylwetki i poprawa napięcia skóry.

Poprawa krążenia krwi, co wspomaga regenerację tkanek.

Dane techniczne:

Moc: Wydajny silnik zapewniający intensywność masażu

Ilość nakładek: 5 wymiennych końcówek masujących

Funkcje: Regulacja intensywności, odpinana rączka

Materiał: Tworzywo sztuczne o wysokiej trwałości

Przeznaczenie: Masaż brzucha, ud, pośladków, pleców, ramion i innych partii ciała

Zastosowanie:

W domu: Idealny do codziennego użytku, wspomagając relaks i pielęgnację ciała.

Po treningu: Ułatwia regenerację mięśni po wysiłku fizycznym.

Dla każdego: Odpowiedni zarówno dla osób aktywnych, jak i tych, które chcą poprawić swoją sylwetkę i kondycję skóry.

Instrukcja obsługi:

Wybierz odpowiednią nakładkę i zamontuj ją na urządzeniu.

Włącz masażer i dostosuj intensywność za pomocą wbudowanego regulatora.

Użyj masażera na wybranej partii ciała, wykonując powolne, okrężne ruchy.

Po zakończeniu masażu wyłącz urządzenie i oczyść nakładki.

Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie używaj urządzenia na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Nie stosuj urządzenia w miejscach, gdzie zalecany jest odpoczynek mięśni (np. świeże kontuzje).

