



EW-DJ11

Ústní péče na cestách s cestovní ústní sprchou

personalcare

Cestovní ústní sprcha pomocí vodního proudu odstraňuje zbytky jídla zachycené mezi zuby, čistí parodontní váčky a okolí ortodontických nástrojů. Je napájena bateriemi, takže je vždy snadno a připravena k rychlému použití. Je navržena tak, aby padla do ruky, snadno se skladuje a přenáší. Užijte si péči o zuby doma i na cestách.

DentaCare

Vlastnosti

**Kompaktní rozměry pro snadné přenášení a
ukládání**

Jednoduché používání na cestách



Kompaktní a přenosná


Po zasunutí hlavní jednotky do nádržky má ústní sprcha výšku pro přenášení pouhých 15,4 cm.



Praktická tryska

Zajistěte čistotu trysky v jednotce a zabraňte její ztrátě.

**Odstraňuje zbytky jídla
na všech místech**



Dostaňte se snadno do mezizubních prostor a odstraňte zbytky jídla pomocí vodního proudu.



Jednoduše se drží a používá

Cestovní ústní sprcha je navržena, aby bezpečně padla do dlaně. Otáčení trysky mění úhel a směr vody bez nutnosti měnit úchop.

Nastavitelné na 2 úrovně vodního tlaku

Přizpůsobte zařízení stavu vašich dásní a osobním preferencím pomocí 2 úrovní nastavení tlaku vody.




35 sekund používání

Velká nádržka na vodu má objem cca 150 ml a vydrží na cca 35 sekund používání.



Provoz na baterie

Napájení pomocí 2 baterií typu AA pro použití po dobu 20 minut. Sprcha DJ11 se hodí do každé situace a je vždy po ruce.



Udržujte čistotu

Hlavní jednotka cestovní ústní sprchy je voděodolná s třídou IPX7. Spodní kryt nádržky, který je náchylný k hromadění nečistot a obtížně se čistí, je vyjímatelný. Jak nádržka, tak i kryt mohou být umývány v myčce na nádobí a umožňují důkladné čištění.

Volitelné příslušenství





Ortodontická tryska WEW0984

Kombinace vodní trysky a integrované čistící hlavice umožňuje snadné odstranění plaku a zbytků jídla ze zubních protéz a můstků.




Tryska pro péči o jazyk WEW0985

Voda jemně vytéká z hrotu trysky, aby potlačila tření mezi jazykem a kartáčkem, čímž omezuje poškození při čištění.

Specifikace



Omyvatelné pro snadnou údržbu



Velikosti na cesty, snadno se přenáší

Šetrně odstraňuje zbytky jídla z mezizubních prostor

Provoz na baterie

150ml nádržka na vodu

2 úrovně nastavení vodního tlaku

Plně odpojitelná nádržka na vodu vhodná do myčky na nádobí

Cestovní ústní sprcha EW-DJ11 na baterie

