

IRYGATOR DENTYSTYCZNY DO ZĘBÓW JAMY USTNEJ BEZPRZEWODOWY 4 KOŃCÓWKI 3 TRYBY



✅ **Dlaczego warto wybrać irygator ClearJet X3?**

➡ **Bezprzewodowy irygator do zębów ClearJet X3** to nowoczesne urządzenie do higieny jamy ustnej, które skutecznie usuwa osad, kamień i bakterie nawet z trudno dostępnych miejsc.

➡ **Rekomendowany przez specjalistów stomatologii** – idealny do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, aparatów ortodontycznych, implantów i koronek.



✓ **Główne cechy urządzenia**

- **3 tryby pracy** – standardowy, delikatny (soft), pulsacyjny (pulse)
- **Cicha praca ≤ 75 dB**

- **Timer 2-minutowy** automatycznie odmierzający czas irygacji
- **Ciśnienie wody 40–90 PSI** – optymalne dla każdego użytkownika
- **Ultracieńki strumień do 1400 impulsów/min** – pewność dokładnego czyszczenia
- **Zbiornik 150 ml** – łatwe napełnianie, wystarczający do całej irygacji
- **4 końcówki w zestawie** – 2 standardowe, do języka i ortodontyczna
- **Akumulator 3–4 tygodnie pracy na jednym ładowaniu**
- **Wodoszczelna konstrukcja IPX7**
- **Ergonomiczny uchwyt z obrotem dyszy 360°**



✓ Trzy tryby pracy dla Twojej wygody

1. **NORMAL** – klasyczny tryb do codziennego użytku.
2. **SOFT** – delikatne płukanie, idealne dla osób początkujących i z wrażliwymi dziąsłami.
3. **PULSE** – tryb pulsacyjny, aż **1400 impulsów na minutę**, gwarantujący najdokładniejsze czyszczenie.




✅ **4 specjalistyczne końcówki w zestawie**

- **2 końcówki standardowe** (w różnych kolorach) – do codziennego czyszczenia.
- **Końcówka do języka** – usuwa bakterie powodujące nieświeży oddech.
- **Końcówka ortodontyczna** – dla osób noszących aparat, koronki lub mostki.



✓ **Kompaktowy i wygodny**

- ClearJet X3 jest **lekki i poręczny**, dzięki czemu bez problemu zabierzesz go w podróż.
- **Pojemnik 150 ml** sprawia, że irygator jest niewiele większy od szczoteczki elektrycznej.
- **Minimalistyczny design** pasuje do każdej łazienki.



✓ Zawartość zestawu

- Irygator ClearJet X3
- 4 końcówki do irygacji
- ładowarka
- Instrukcja obsługi PL



- ✓ Efekty stosowania irygatora
- Usuwa do 5x więcej osadu niż szczoteczka
- Poprawia krążenie w dziąsłach i zmniejsza ryzyko stanów zapalnych

→ Skutecznie **czyści aparaty ortodontyczne**, implanty i mostki

→ Pomaga zachować **świeży oddech** i zdrowy uśmiech

