



PORADNIK

MASAŻER POD OCZY



BEAUTY LIMITED®

PODSTAWOWE POJĘCIA

Masażer pod oczy: Innowacyjne urządzenie zapewniające delikatny masaż wokół oczu, poprawiający krążenie krwi i redukujący opuchliznę.

Fototerapia LED: Zaawansowana technologia, która wykorzystuje światło czerwone, niebieskie i żółte do poprawy kondycji skóry wokół oczu, redukcji cieni i zmarszczek.

Ciepły kompres: Przyjemne ciepło, które wspomaga relaksację mięśni, ułatwiając wchłanianie składników aktywnych kosmetyków.

Masaż wibracyjny: Delikatne wibracje, które pobudzają mikrokrążenie, poprawiając jędrność i elastyczność skóry.

WSKAZANIA, PRZECIWSKAZANIA, EFEKTY

Wskazania: skóra szara i zmęczona, skóra osłabiona promieniowaniem UV, skóra pozbawiona blasku, wiotkość skóry, cienie pod oczami, worki pod oczami, kurze łapki, drobne zmarszczki.

Przeciwwskazania: ciąża; karmienie piersią, soczewki kontaktowe (należy wyjąć przed zabiegiem); choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze w miejscu zabiegowym; oparzenia skóry; opryszczka; przerwana ciągłość skóry; botox; wypełniacze twarzy; miejsca po operacjach plastycznych; otwarte rany; choroby oczu (jaskra, zaćma itp.); osoby cierpiące na hemofilię i zaburzenia krzepnięcia krwi; osoby z atopowym zapaleniem skóry; osoby z neuropatią twarzy; osoby ze skłonnościami do alergii skórnych; osoby ze zmianami skórnymi i bliznami powstałymi w wyniku oparzeń skórnych.

Efekty: Redukcja opuchlizny, rozluźnienie napiętych mięśni wokół oczu, wygładzenie drobnych linii i zmarszczek, redukcja cieni pod oczami, poprawa krążenia krwi, zwiększenie wchłaniania składników aktywnych kosmetyków, odprężenie i relaksacja skóry wokół oczu.

Zalecana częstotliwość zabiegu: Codziennie. Czas trwania jednego zabiegu ustala się indywidualnie według własnych preferencji.

**Częstotliwość, a także czas trwania zabiegu ustala się indywidualnie w oparciu o własne potrzeby lub po konsultacji ze specjalistą z dziedziny kosmetologii lub lekarzem dermatologiem.*

Odczucie: zabieg jest bezinwazyjny, przyjemny, bezpieczny i bezbolesny. Uczucie ciepła w obrębie zabiegu, masaż wibracyjny w obrębie wykonywania zabiegu. Jeżeli podczas zabiegu odczuwasz ból i dyskomfort- przerwij zabieg.

JAKIE PREPARATY MOGĄ BYĆ POTRZEBNE DO WYKONANIA ZABIEGU?

- ✓ **Płyny antyseptyczne:** Przed rozpoczęciem zabiegu konieczne może być oczyszczenie skóry preparatem antyseptycznym w celu zapobiegania infekcjom.
- ✓ **Preparaty kosmetyczne:** Kremy, balsamy i serum pod oczy, na usta, na okolice powiek. Substancje aktywne z preparatów kosmetycznych podczas zabiegu są lepiej wchłaniane przez skórę.
- ✓ **Waciki kosmetyczne:** Mogą być używane do aplikacji preparatów na skórę oraz do usuwania nadmiaru produktu po zakończeniu zabiegu.

PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU

1. Oczyszczyć skórę: Przed zabiegiem, upewnij się, że skóra jest dokładnie oczyszczona. Użyj delikatnego oczyszczającego środka, który nie wysuszy skóry, usuwając zanieczyszczenia, makijaż i nadmiar sebum.

2. Usunąć wszelkie produkty z skóry: Upewnij się, że skóra jest wolna od wszelkich kremów, serum czy makijażu.

3. Osuszyć skórę: Delikatnie osusz skórę ręcznikiem, unikając zbyt mocnego pocierania, szczególnie jeśli masz skórę wrażliwą lub skłoną do podrażnień.

4. Nanieść krem pod oczy: Delikatnie nanieś ulubiony krem pod oczy, który jest dostosowany do Twoich potrzeb. Następnie wykonuj zabieg głowicą masażera okrężnymi ruchami.

5. Nanieść krem na powieki: Podobnie jak krem pod oczy, delikatnie nałóż ulubiony krem na powieki, zapewniając im odpowiednie nawilżenie i pielęgnację. Po nałożeniu kremu, kontynuuj zabieg masażera, wykonując delikatne ruchy okrężne, aby osiągnąć kompleksową pielęgnację skóry wokół oczu. Masaż wykonuj BEZ włączonej funkcji vibracji!

6. Nanieść krem na usta: Nie zapominaj o pielęgnacji ust! Delikatnie nałóż krem lub balsam do ust, aby zapewnić im odpowiednie nawilżenie i ochronę przed wysuszeniem. Następnie możesz kontynuować zabieg masażerem, ciesząc się kompleksową pielęgnacją skóry.



DZIAŁANIE I EFEKTY

Zabiegi masażerem mogą mieć szereg pozytywnych efektów dla skóry.

Efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech skóry każdej osoby oraz od sposobu i regularności stosowania Masażera. Zawsze dobrze jest skonsultować się z profesjonalistą przed przystąpieniem do takich zabiegów.

Skóra:

- ✓ **Redukcja opuchlizny i worków pod oczami:** Dzięki delikatnemu masażowi i stymulacji krążenia krwi, masażer pomaga zmniejszyć opuchliznę i widoczność worków pod oczami, przywracając świeży i wypoczęty wygląd.
- ✓ **Wygładzenie drobnych linii i zmarszczek wokół oczu:** Regularne stosowanie masażera może pomóc w redukcji drobnych linii i zmarszczek poprzez stymulację produkcji kolagenu oraz poprawę elastyczności skóry.
- ✓ **Poprawa krążenia krwi i limfatycznego drenażu:** Masażer pod oczy wspomaga lepsze krążenie krwi i usuwanie toksyn poprzez stymulację limfatycznego drenażu, co przyczynia się do zdrowszego wyglądu skóry wokół oczu.
- ✓ **Zwiększone wchłanianie składników aktywnych z kosmetyków:** Dzięki masażowi, skóra staje się bardziej podatna na wchłanianie składników aktywnych zawartych w kremach i serum, co zapewnia głębszą i skuteczniejszą pielęgnację.
- ✓ **Ujędrnienie i odżywienie skóry wokół oczu:** Masażer nie tylko relaksuje, ale także odżywia i ujędrnia delikatną skórę wokół oczu, zapewniając jej elastyczność i młodzieńczy blask.
- ✓ **Redukcja widoczności cieni i zaczerwienień:** Działanie masażera pomaga w zmniejszeniu widoczności cieni i zaczerwienień, pozostawiając skórę wokół oczu bardziej wyrównaną i promienną.
- ✓ **Ogólna poprawa wyglądu i kondycji skóry wrażliwej okolicy oczu:** Dzięki kompleksowemu działaniu, masażer pod oczy zapewnia kompleksową pielęgnację, prowadzącą do ogólnej poprawy wyglądu i kondycji skóry wrażliwej okolicy oczu.