



**WEW0984**


## **Łatwe i szybkie czyszczenie aparatu ortodontycznego**

Nowa dysza irygatora jest tak skonstruowana, aby zapewnić optymalny przepływ wody przy zachowaniu zalet szczoteczki pęczkowej, która skutecznie usuwa zalegające resztki jedzenia spod aparatów ortodontycznych.

## **Funkcje**

### **Odpowiednia higiena jamy ustnej przy aparacie ortodontycznym**


Dokładne czyszczenie zębów, dziąseł i klamer wymaga specjalnych narzędzi, co jest często żmudne i zajmuje dużo czasu.







## Zwykła szczoteczka nie dociera do wszystkich trudno dostępnych miejsc

Przy stosowaniu aparatu ortodontycznego resztki jedzenia i płytka nazębna łatwo gromadzą się pomiędzy zębami a kłamrami aparatu. Płytkę nazębną pozostająca na zębach i dziąsłach może być przyczyną ubytków i zapalenia dziąseł.



## Nowe rozwiązanie dla użytkowników aparatów ortodontycznych

Irygator wypłukujący resztki jedzenia silnym strumieniem wody wraz ze szczoteczką pęczkową, która usuwa płytkę nazębną spod aparatów ortodontycznych, sprawia, że kłopotliwe dotychczas utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej będzie dużo łatwiejsze - i to dzięki jednemu urządzeniu. \*Rysunki mają charakter wyłącznie ilustracyjny



## Higiena 2w 1

Utrudnione wcześniej usuwanie zalegających resztek potraw, takich jak chleb, będzie teraz dużo łatwiejsze dzięki prostej w użyciu szczoteczce pęczkowej ze strumieniem wody. Nowa konstrukcja dyszy zapewnia strumień wody bez rozprysków. \*Rysunki mają charakter wyłącznie ilustracyjny

**Usuwa resztki jedzenia**



# ze wszystkich zakamarków aparatów ortodontycznych

Wąskie szczeliny, takie jak przestrzenie wokół klamer, między zębami i drutami, są bardzo trudne w czyszczeniu. Stożkowe zakończenie szczoteczki pęczkowej dociera do tych obszarów i dokładnie je oczyszcza.\*Rysunki mają charakter wyłącznie ilustracyjny



## Specyfikacja

**WEW0984**