

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA SMART

Patrząc od góry

Przycisk 1 – poruszanie się po menu do góry

Przycisk 2 – poruszanie się po menu w dół

Przycisk 3 – OK , akceptacja wybranej opcji

Przycisk 4 – włączanie urządzenie , powrót do poprzedniego menu

W głównym menu , które jest widoczne jest widocznych 5 opcji.

1. Programy zapisane – są to programy na stałe zapisane do urządzenie , których nie można zmienić ani usunąć.
2. Programy własne – są to programy , które tworzymy za pomocą aplikacji smart commander.
3. Programy na karcie SD – są to programy , które tworzymy za pomocą aplikacji smart commander i zapisujemy je na włożonej do urządzenia karcie SD.
4. Ustawienia – po wejściu w opcję ustawienia możemy ustawiać następujące parametry: aktualny czas , czas wyłączenia się niepracującego urządzenia , głośność , wybór języka , siłę działania pola elektromagnetycznego , jasność ekranu , czas podświetlenia ekranu.
5. Wyłączenie urządzenia

Jak uruchomić program ?

- wchodzimy w opcję programy zapisane
- wybieramy interesujący nas dział
- smart zapyta czy uruchomić cały zestaw

wyberamy tak lub nie (aktywne jest podświetlone na niebiesko). jeżeli wybierzemy tak uruchomią się po kolei wszystkie programy , które są w tym dziale. Jeżeli wybierzemy nie to mamy możliwość wybierania pojedynczych programów znajdujących się w tym dziale.

Przerwanie działania programu

Aby przerwać działanie programu należy wcisnąć równocześnie pierwszy i trzeci przycisk i wybrać odpowiednią opcję – tak lub nie.

W trakcie wykonywania terapii urządzenie najlepiej trzymać o okolicy środka ciała.