



Řada 800EW-DJ86

Šetrná. Účinná. Ultrazvuková. Pokročilá, klinicky testovaná péče o ústní dutinu

personalcare

Zlepšete každodenní péči o ústní dutinu pro efektivní čištění a zdravější dásně *1 s ústní sprchou řady 800. Výkonná, a přesto jemná ultrazvuková tryska může pomoci opatrně odstranit zbytky jídla, plak a úporné bakterie z těžko dostupných oblastí, na které tradiční zubní kartáčky nebo nitě často nestačí.

*1 Měření zdraví dásní 1 týden po každodenním používání ultrazvukové ústní sprchy oproti výchozí hodnotě, Německo 2023.

● JAPANESE
TECHNOLOGY
AT WORK

DentaCare

Vlastnosti



Zdravější dásně již po 1 týdnu*1

Dobrá ústní hygiena vyžaduje více než pouhé čištění zubů. Ústní sprcha se dostane do oblastí, kam zubní kartáčky často nedosáhnou, a pečlivě odstraňuje zbytky jídla, plak a úporné bakterie ukryté v periodontálních kapsách. Až 2× účinnější pro zdraví dásní při každodenním používání ve srovnání se zubní nití. *2



Zvyšte čisticí výkon pomocí ultrazvukové technologie

Řada 800 je moderní řešení oproti běžné zubní niti a přichází s ultrazvukovou technologií, která zvyšuje čisticí výkon a zanechává zuby svěží a zdravé. Patentovaná tryska a speciální vodní pumpa generují bublinky vodní páry. Ty účinně narážejí na zuby a dásně a vytvářejí rázovou vlnu, která zesiluje čisticí sílu.

Důkladně vyčistěte zuby ultrazvukem

Výkonná vodní tryska využívající ultrazvukovou technologii umožňuje odstranění zbytků potravin zachycených na povrchu zubů.





Prokazatelně odstraňuje až 99,9 % plaku z ošetřených oblastí*1,2

I když si myslíte, že jste si zuby důkladně vyčistili, při čištění zubním kartáčkem zůstane na povrchu a mezi zuby asi 40 % částecek jídla. Ústní sprchy dokážou snadno a efektivně odstranit zbytky jídla a plak, a to i v mezizubních oblastech, kam se zubním kartáčkem jen velmi těžko dostanete.

Pohodlné a rychlé nabíjení během 1 hodiny

Jednoduché nabíjení pomocí USB kabelu (typ C)*1. Plně nabitě na používání podobu 10 minut*2.



Nastavitelné na 5 úrovně vodního tlaku

Přizpůsobte zařízení stavu vašich dásní a osobním preferencím pomocí 5 úrovní nastavení tlaku vody. Vaše poslední nastavení se uloží pro další použití zařízení.

60 vteřin používání*1

Velkokapacitní nádrž pojme přibližně 200 ml vody na 60 vteřin použití.



Volitelné trysky pro různé aplikace


Dodává se s ultrazvukovou tryskou a ortodontickou tryskou pro uspokojení specifických potřeb různých uživatelů v oblasti ústní péče.

Vyberte si svou oblíbenou barvu

Elegantní jednotný design produktu se hodí do každého interiéru.




Specifikace



Ultrazvukový proud vody



5 nastavení intenzity



1 hodin do plného nabití




10 minut bezdrátového použití



Omyvatelný pro snadnou údržbu



Nádržka na vodu integrovaná v rukojeti



Lithium-iontová baterie



Univerzální napětí

Výkonná, ale šetrná ultrazvuková technologie pomáhá pečlivě odstranit zbytky jídla a bakterie v parodontálních vácích.

Zdravější dásně již po týdnu

Prokazatelně odstraňuje až 99,9 % plaku z ošetřených oblastí

Pohodlné a rychlé 1hodinové nabíjení pomocí USB kabelu (typ C).

60 sekund použití s plnou nádrží na vodu

Obsahuje ultrazvukovou trysku a ortodontickou trysku

Dobíjecí ústní sprcha řady 800 s ultrazvukovou technologií EW-DJ86



