

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Masażer do ciała z 6 końcówkami

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1x pistolet do masażu
- 6x wymienne końcówki masujące
- 1x kabel do ładowania USB typu C
- 1x oryginalne opakowanie

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:

Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.

Użyj dołączonego kabla USB-C. Pełne ładowanie zajmuje ok. 3-4 godziny. Wskaźnik LED sygnalizuje poziom baterii.

Wybierz końcówkę dopasowaną do potrzeb masażu:

- Główna okrągła – do dużych grup mięśni
- Główna stożkowa – do punktów spustowych i stawów
- Główna płaska – uniwersalna, do codziennego masażu
- Widełki – idealne na kark i wzdłuż kręgosłupa
- Główna kulkowa – do delikatnego masażu
- Główna amortyzowana – do miejsc bardziej wrażliwych

Włóż końcówkę w gniazdo do momentu wyczucia oporu.

Kończówki wkłada się „na klik” – nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (Power) przez 2 sekundy – urządzenie się włączy.

Krótkim naciśnięciem tego samego przycisku zmienisz prędkość masażu (1–6).

Ponowne przytrzymanie przycisku (ok. 2 sekundy) wyłącza masażer.

ZALECENIA UŻYTKOWANIA:

Stosuj masaż na wybranym obszarze ciała maksymalnie przez 15 minut.

Nie używaj bezpośrednio na kości, rany czy opuchlizny.

Masaż najlepiej działa na rozgrzane mięśnie – np. po treningu.

Po zakończeniu masażu przetrzyj końcówkę wilgotną ściereczką.

BEZPIECZEŃSTWO:

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Nie używaj podczas ładowania.

Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Jeśli odczuwasz ból, natychmiast przerwij masaż i skonsultuj się z lekarzem.