



SKALER ULTRADŹWIEKOWY DO ZĘBÓW

DA327

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ultradźwiękowy skaler dentystyczny służący do dokładnego czyszczenia i usuwania kamienia z zębów.

Produkt szczególnie polecany dla osób z nadmiernym kamieniem nazębnym, protezami czy aparatami ortodontycznymi. Zdecydowanie ułatwia dbanie o higienę jamy ustnej, skutecznie uzupełniając standardowe szczotkowanie. Wyposażony w aż 3 tryby pracy (miękki, komfortowy, mocny) oraz 2 stalowe głowice do różnych części zębów. Lekka i kompaktowa konstrukcja oraz wbudowany akumulator umożliwiają zabranie urządzenia w podróż. W komplecie znajduje się szereg dodatkowych akcesoriów (sonda dentystyczna, lusterko oraz skrobak).

Specyfikacja:

- Materiał: plastik PP + stal nierdzewna (końcówki)
- Zasilanie: wbudowany akumulator + kabel micro-USB do ładowania
- Funkcja automatycznego wyłączania (po 10 minutach)
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczne podświetlenie LED (podczas pracy)
- 3 tryby pracy (intensywności): miękki / komfortowy / mocny
- 2 wymienne głowice: płaska / szpiczasta
- Dodatkowe akcesoria wspomagające
- Wymiary (urządzenie) 19 cm x 2,5 cm
- **Kolor (skaler): biały**
- Opakowanie: kartonowe

Akcesoria (5):

- Głowica płaska - do usuwania większych warstw kamienia nazębnego
- Głowica szpiczasta - do usuwania zanieczyszczeń blisko dziąseł (oraz na samych dziąsłach)
- Lusterko ułatwiające monitorowanie stanu uzębienia oraz jamy ustnej
- Skrobak dentystyczny z cienką końcówką do usuwania kamienia z krawędzi
- Sonda dentystyczna do wykrywania ubytków i oceny stanu dziąseł

Tryby pracy (3):

- Miękki
- Komfortowy
- Mocny

Instrukcja obsługi

- Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść wszystkie końcówki i akcesoria.
- Umieść jedną z głowic w górnej części urządzenia, wciskając ją w przeznaczony do tego uchwyt. Wybierz odpowiednią końcówkę zależnie od potrzeb (patrz pkt. **Akcesoria - Głowica**).
- **Przytrzymaj** przycisk zasilający I/O aby uruchomić urządzenie.
- Kolejno, krótko wciska przycisk I/O aby zmienić tryb pracy (patrz pkt. **Tryby pracy**).
- Wybrany tryb jest podświetlony diodą.
- Umieść głowicę w ustach i dociskaj końcówkę wybranej głowicy do powierzchni zęba.
- Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk I/O przez kilka sekund.

UWAGA: Po każdym użyciu urządzenia należy oczyścić urządzenie oraz jego akcesoria.

→ Aby naładować urządzenie podłącz dołączony w zestawie kabel micro-USB do gniazda w dolnej części urządzenia. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB typu A (ładowarka lub powerbank).

→ Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany w dolnej części wyświetlacza.

UWAGA: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach ciągłej pracy.

Podstawowe środki ostrożności

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, szczególnie podczas jego ładowania!

Nie rzucaj urządzeniem! Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i pociągnąć za sobą utratę prawa do rękojmi oraz gwarancji!

Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru podczas korzystania z urządzenia!

Po naładowaniu urządzenia odłącz kabel USB, aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego akumulatora!

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu urządzenia oraz wszystkich jego akcesoriów, w tym zwłaszcza głowic oraz przedmiotów mających kontakt z zębami i jamą ustną!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

