



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Inteligentny Masazer Bańkowy z Podciśnieniem DS-A11

Bezprzewodowy Kulkowy Masazer Antycellulitowy



INFORMACJE O PRODUKCIE

Parametr	Wartość
Producent	PINGYANG DYSEN ELECTRONICS FACTORY
Model	DS-A11
Materiał	ABS + PC
Moc	5W
Bateria	Akumulator litowy 3,7V
Czas ładowania	2-3 godziny
Czas pracy	30-45 minut
Poziomy ssania	6 stopni regulacji
Wymiary	200 × 90 × 90 mm
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- ✓ 1× Masazer bańkowy DS-A11
- ✓ 1× Kabel USB do ładowania
- ✓ 5× Gąbeczki filtrujące (czarne)
- ✓ 1× Instrukcja obsługi
- ✓ 1× Karta gwarancyjna



WAŻNE - GĄBECZKI FILTRUJĄCE

♥ Dlaczego są tak ważne?

W zestawie znajduje się 5 czarnych gąbeczek filtrujących, które pełnią kluczową rolę w działaniu urządzenia:

🛡 Funkcje filtrów:

- 🌿 **Ochrona przed olejkami eterycznymi** - Filtry skutecznie zapobiegają przedostawaniu się olejków do wnętrza masażera podczas aromaterapii
- 🧹 **Filtracja zanieczyszczeń** - Chronią mechanizm przed kurzem, drobnymi cząsteczkami skóry i innymi zanieczyszczeniami
- 🕒 **Przedłużają żywotność** - Dzięki nim urządzenie będzie działało o wiele dłużej
- 🧼 **Zapewniają higienę** - Możliwość wymiany na świeże filtry

✂ SPOSÓB MONTAŻU:

Włóż jedną gąbeczkę do środka urządzenia przed każdym użyciem. Gąbeczka powinna być umieszczona w komorze ssącej przed rozpoczęciem masażu.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

🔌 Ładowanie urządzenia

- 1 Podłącz kabel USB do portu ładowania w urządzeniu
- 2 Drugi koniec kabla podłącz do ładowarki lub portu USB (5V/2A)
- 3 Podczas ładowania lampka miga na niebiesko
- 4 Po pełnym naładowaniu lampka świeci stałym światłem lub gaśnie

⚡ Obsługa urządzenia

- **Włączenie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy
- **Regulacja intensywności:** Użyj przycisków + i - (6 poziomów)
- **Wyłączenie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy

💡 Wskaźniki świetlne

- **Lampka niebieska migająca** - Ładowanie w toku
- **Lampka niebieska stała** - Urządzenie włączone/naładowane
- **Lampka czerwona migająca** - Niski poziom baterii
- **Lampka zgaszona** - Urządzenie wyłączone



SPOSÓB UŻYTKOWANIA

🎯 Przygotowanie do masażu

1. 🔌 **Naładuj urządzenie** (lampka nie miga)
2. ♥ **Włóż gąbeczkę filtrującą** do komory ssącej
3. 💆 **Wyczyść skórę** - umyj i dokładnie wysusz
4. 👁 **Sprawdź stan skóry** - brak ran i podrażnień

🎯 Techniki masażu

🍎 Masaż antycellulitowy (uda, pośladki)

- Rozpocznij od poziomu 1 intensywności
- Wykonuj powolne ruchy okrężne lub liniowe
- Czas masażu: 10-15 minut na obszar
- Stopniowo zwiększaj do poziomu 3-4

🧘 Masaż relaksacyjny (barki, kark)

- Użyj niskiej intensywności (poziom 1-2)
- Delikatne ruchy bez nadmiernego nacisku
- Czas masażu: 5-10 minut na obszar
- Unikaj kręgosłupa i wystających kości

🕒 KONTROLA CZASU - WAŻNE!

- ⚠ Model DS-A11 **nie posiada automatycznego timera**
- 🕒 Samodzielnie kontroluj czas masażu
- 📱 Użyj timera w telefonie
- 🕒 Maksymalny zalecany czas: **30 minut dziennie**



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

🧼 Po każdym użyciu

1. Wyłącz urządzenie i odłącz od ładowarki
2. ♥ **Wymień gąbeczkę filtrującą** na świeżą
3. Wytrzyj podstawę miękką, suchą szmatką
4. Dezynfekcja chusteczkami antybakteryjnymi (bezaalkoholowymi)
5. Wysusz dokładnie przed następnym użyciem

🧼 **Wymiana filtrów:** Gąbeczki filtrujące należy wymieniać regularnie - zaleca się wymianę po każdym 3-4 użyciu lub gdy stają się widocznie zanieczyszczone.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

🚫 PRZECIWWSKAZANIA - NIE UŻYWAJ

- ✗ Podczas ciąży i karmienia piersią
- ✗ Przy chorobach serca i nadciśnieniu
- ✗ Na żyłakach i zakrzepicy
- ✗ Na świeżych ranach, siniakach
- ✗ Przy nowotworach złośliwych
- ✗ Z wszczepionym rozrusznikiem serca
- ✗ U dzieci poniżej 16 roku życia
- ✗ Na twarzy i okolicach narządów płciowych

⚡ Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj tylko oryginalnego kabla USB
- Nie używaj podczas ładowania
- Nie zanurzaj w wodzie
- Nie używaj mokrymi rękami



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Rozładowana bateria	Naładuj 2-3 godziny
Słabe ssanie	Bрудna/zużyta gąbeczka	Wymień gąbeczkę filtrującą
Lampka nie świeci	Uszkodzony kabel	Sprawdź połączenia USB
Krótki czas pracy	Zużyta bateria	Pełne naładowanie lub serwis



KONTAKT SERWISOWY

Europa: E-CrossStu GmbH

📧 E-mail: E-crossstu@web.de

📞 Telefon: +49 69 332967674



Adres: Mainzer Landstr. 69, Frankfurt am Main, Germany



Producent: PINGYANG DYSEN ELECTRONICS FACTORY



No. 287 Wanda Road, Furniture Park, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang, China



GWARANCJA

- **Okres gwarancji:** 24 miesiące od daty zakupu
- **Gwarancja obejmuje:** Wady produkcyjne i materiałowe
- **Gwarancja nie obejmuje:** Uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwe użycie, normalne zużycie gąbeczek filtrujących



Życzymy bezpiecznego i efektywnego masażu! 🧘

Data wydania instrukcji: 2025 | Wersja: 2.0 - DS-A11 | Zgodność: GPSR 2023