

Instrukcja:

1. Otwórz pokrywę baterii, zainstaluj dodatnie i ujemne elektrody pokrywę baterii.
2. Włóż linię guzików do otworu wyjściowego na górze produktu, a następnie połącz linię guzików ze ścieżką. Oderwij warstwę powierzchniową plastra, a następnie przyklej plaster masujący do miejsca, które ma być masowane, w tym celu należy przyłożyć jednocześnie dwa patyczki do masażu.
3. Zaczynij korzystać z produktu.
4. Ten produkt ma dwa tryby zasilania: zasilacz i baterię. Należy wyjąć baterię jeżeli chcemy używać zasilacza. Zasilacz nie jest w zestawie.
5. Odłącz źródło zasilania, gdy nie jest używane.
6. Kabel USB można także podłączyć bezpośrednio do komputera (brak w zestawie kabla USB).

Opis działania:

1. Gniazdo linii przycisku: podłącz plaster masujący.
2. Ekran wyświetlacza ciekłokrystalicznego: intuicyjne, synchroniczne wyświetlanie stanu maszyny.
3. Włączanie/przycisk zasilania: funkcja włączania/wyłączania zasilania
4. Klawisz wyświetlacza w CH/EN: naciśnij ten przycisk, aby wybrać wyświetlacz LCD w języku angielskim
5. Klawisz wyboru funkcji - (klawisz trybu) to urządzenie ma osiem funkcji masażu, akupunkturę, bicie, masaż, bańki, skrobanie, odchudzanie, regulację odporności, zgodnie z tym kliknięciem raz, aby zmienić tryb masażu, można wybrać osiem trybów kolejno, po otwarciu urządzenie automatycznie przejdzie do tryb igły.
6. Klawisz pomiaru czasu: za każdym razem, gdy naciśniesz ten przycisk, możesz zwiększyć czas o 5 minut i maksymalnie o 15 minut. automatyczny pomiar czasu przez 15 minut po uruchomieniu.
7. Przycisk zwiększania intensywności: zwiększa intensywność masażu. Za każdym naciśnięciem klawisza zwiększaj intensywność o jedną jednostkę, maksymalnie o 15.
8. Przycisk Weak zmniejsz intensywność masażu,každorazowe naciśnięcie przycisku zmniejsza intensywność masazu o jeden minimum to 0