

Instrukcja obsługi – Terapio+ Smart TENS/EMS

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór urządzenia Terapio+ Smart TENS/EMS. To nowoczesny aparat medyczny klasy II przeznaczony do łagodzenia bólu, stymulacji mięśni oraz masażu relaksacyjnego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem.

2. Ważne środki ostrożności

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie używać u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innymi implantami elektronicznymi.
- Nie stosować w okolicy serca, gardła ani głowy.
- Nie używać w przypadku epilepsji, ciąży ani chorób skóry w miejscu aplikacji.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku złego samopoczucia podczas użycia natychmiast przerwać terapię.

3. Zawartość opakowania

- 1 × urządzenie Terapio+ Smart TENS/EMS
- 2 × kanały wyjściowe
- 4 × elektrody samoprzylepne
- 1 × kabel USB do ładowania
- 1 × instrukcja obsługi

4. Opis urządzenia

Urządzenie posiada wyświetlacz LCD, przyciski sterujące oraz dwa kanały wyjściowe do podłączenia elektrod. Tryby pracy obejmują: TENS (łagodzenie bólu), EMS (stymulacja mięśni) oraz MASSAGE (relaks).

5. Instrukcja obsługi

- Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB.
- Podłącz elektrody do przewodów i umieść je na czystej, suchej skórze.
- Włącz urządzenie przyciskiem zasilania.
- Wybierz tryb pracy (TENS, EMS lub MASSAGE).
- Dostosuj intensywność impulsów przyciskami + / -.
- Czas sesji ustawiany jest automatycznie (np. 15-30 min).
- Po zakończeniu terapii wyłącz urządzenie i odłącz elektrody.

6. Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie ani nie używać środków chemicznych. Elektrody przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec wysychaniu.

7. Dane techniczne

- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (ładowanie USB)
- Czas pracy: do 8 godzin na jednym ładowaniu
- Kanały wyjściowe: 2
- Liczba programów: 50
- Tryby pracy: TENS, EMS, MASSAGE
- Zakres intensywności: 0-20 poziomów

8. Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją producenta. W przypadku problemów należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem sprzedaży. Nie należy samodzielnie rozkręcać urządzenia.