

Instrukcja obsługi

Informacje o bezpieczeństwie

- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź podkładkę grzewczą pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz ślady zużycia, uszkodzenia lub oznaki niewłaściwego użytkowania na urządzeniu, przełączniku lub kablach, lub jeśli urządzenie nie działa.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania upewnij się, że napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z Twoim zasilaniem sieciowym.
- Nie składaj ani nie zgnieć podkładki grzewczej podczas użytkowania.
- Nie przebijaj podkładki ani nie przypinaj do niej agrafek, szpilek ani innych ostrych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia na dzieciach, osobach niepełnosprawnych, śpiących lub niewrażliwych na ciepło (osobach, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie).
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą używać tego urządzenia, ponieważ nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
- Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci powyżej 3 roku życia, chyba że jednostka sterująca została odpowiednio dostosowana przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub chyba że dziecko zostało dobrze poinstruowane, jak prawidłowo używać jednostki sterującej.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego używania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj podkładki bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być używane w szpitalach.
- Nie zasypiaj, gdy podkładka grzewcza jest włączona.
- Przedłużone używanie poduszki grzewczej na wysokim ustawieniu może prowadzić do oparzeń skóry.
- Nie przykrywaj podkładki innymi poduszkami. Przełącznik sterujący nie powinien być przykryty ani umieszczony na podkładce lub pod nią podczas działania urządzenia.
- Nie siadaj na podkładce grzewczej. Zamiast tego oprzyj podkładkę na części ciała, która ma być leczona. Przeznaczeniem urządzenia jest leczenie tylko pleców i szyi.
- Nigdy nie dotykaj podkładki grzewczej, która wpadła do wody. Natychmiast odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie przenoś, nie ciągnij ani nie obracaj podkładki grzewczej za przewód zasilający i nie pozwól, aby się plątał.
- Nie używaj podkładki grzewczej, gdy jest mokra, i używaj jej tylko w suchych środowiskach (nie w łazience czy podobnych miejscach).
- Elementy sterujące i przewody nie mogą być narażone na jakiegokolwiek rodzaj wilgoci.
- W przypadku wystąpienia awarii, nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy powinny być przeprowadzane tylko przez autoryzowanego specjalistę lub innego odpowiednio wykwalifikowanego personelu.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić na przewód tego samego typu.
- Podkładka grzewcza może być obsługiwana tylko z dostarczoną jednostką sterującą (SS02).
- Przy przechowywaniu podkładki grzewczej pozwól jej ostygnąć przed złożeniem.
- W razie obaw dotyczących problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem przed użyciem podkładki grzewczej.
- Nie używaj podkładki grzewczej na obrzękniętych, uszkodzonych lub zapalonych częściach ciała.
- W przypadku występowania utrzymujących się bólów w mięśniach i stawach, poinformuj o tym swojego lekarza. Utrzymujące się bóle mogą być objawem poważnych chorób.

- Jeśli podczas używania urządzenia odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast przestań go używać.



Instrukcja obsługi należy do tego urządzenia. Zawiera ważne informacje o uruchamianiu i eksploatacji. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



UWAGA
Te ostrzeżenia muszą być przestrzegane, aby zapobiec urazom użytkownika.



OSTROŻNIE
Te uwagi muszą być przestrzegane, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia.



NOTATKA
Te uwagi dostarczają przydatnych dodatkowych informacji o instalacji lub obsłudze.



Kategoria ochrony II



Nie przebijaj podgrzewanej poduszki!



Nie używaj podgrzewanej poduszki, gdy jest złożona!



Nie należy używać przez bardzo małe dzieci (0-3 lata)!



Używaj podgrzewanej poduszki tylko w pomieszczeniach!



Podgrzewana poduszka może być prana ręcznie! Pokrowiec na poduszkę można prać w normalnym praniu w maksymalnej temperaturze 30 °C.



Nie chlorować!



Nie suszyć podgrzewanej poduszki w suszarce bębnowej! Pokrowiec na poduszkę nie może być suszony w suszarce!



Nie prasować podgrzewanej poduszki! Można prasować pokrowiec na poduszkę w niskiej temperaturze!



Nie czyścić chemicznie!



Symbol ten wskazuje, że produkt jest zgodny z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi.



Symbol ten wskazuje, że produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem podkładki odłącz ją od źródła zasilania i pozwól jej ostygnąć. Podkładka grzewcza nie posiada oceny IP.
2. Przyłączane elementy/podkładki z odłączanym i ruchomym kablem należy zdjąć z podkładki grzewczej.
3. Możesz delikatnie prać podkładkę grzewczą ręcznie. Najlepiej zrobić to, umieszczając podkładkę w misce z letnią wodą i łagodnym detergentem, na przykład w butelce z dozownikiem.
4. Spłucz podkładkę kilka razy, aby całkowicie usunąć detergent.
5. Wyciśnij materiał i umieść podkładkę na ręczniku, aby wchłonął nadmiar wody.
6. Połóż ją na nim, aby wyschła.
7. Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest całkowicie suche.