

# Instrukcja obsługi

---

## Szklana waga łazienkowa elektroniczna do 180 kg **wagPRO-B6**

## Spis treści

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Specyfikacje:.....                                  | 3 |
| Zawartość zestawu:.....                             | 4 |
| Najważniejsze cechy:.....                           | 4 |
| Uruchomienie .....                                  | 5 |
| Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji ..... | 5 |

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** szkło hartowane 6 mm
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg
- **Dokładność pomiaru:** 100 g
- **Wyświetlacz:** LCD 1"
- **Dodatkowe funkcje:** zamiana jednostek, automatyczne włączenie i wyłączenie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia
- **Dostępne jednostki:** kg, lb
- **Zasilanie:** 1 bateria litowa CR2032
- **Automatyczne wyłączenie:** po 10 sekundach
- **Temperatura pracy:** 5°C – 35°C
- **Wymiary urządzenia:** 28 x 28 x 3 cm
- **Wymiary opakowania:** 29 x 29 x 4 cm
- **Waga urządzenia:** 1,5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 2 kg

## Zawartość zestawu:

- Elektroniczna waga łazienkowa

## Najważniejsze cechy:

- Wytrzymała podstawa wykonana z hartowanego szkła
- Elegancki i nowoczesny design
- Funkcja automatycznego włączenia i wyłączenia pomagająca oszczędzać baterię
- Możliwość pomiaru w kilogramach oraz funtach

## Uruchomienie

- Na odwrocie urządzenia w miejscu na baterię znajduje się przełącznik, który domyślnie ustawiony jest w pozycji OFF. W celu uruchomienia wagi, należy podnieść klapkę gdzie znajduje się gniazdo baterii i ustawić przełącznik w pozycji kg (pomiar we kilogramach) lub lb (pomiar w funtach).
- Waga powinna zostać umieszczona na twardej i płaskiej powierzchni (unikaj dywanu i miękkiej powierzchni), przed ważeniem należy odczekać 2 sekundy.
- Stanąc na wadze w równowadze, urządzenie włączy się automatycznie po 3 sekundach i możliwy będzie odczyt wyniku. Automatyczne wyłączenie wagi nastąpi po 10 sekundach

## Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji

- Gdy waga nie jest używana, należy pozostawić ją nieobciążoną, aby uniknąć nadmiernego poboru mocy i awarii
- Staraj się stać w środkowym miejscu, aby uniknąć poślizgnięcia
- Stań na wadze w dobrej równowadze, aby uniknąć nieprawidłowego pomiaru
- Jeśli na wyświetlaczu pokazuje się „LO”, bateria jest niesprawna bądź wyczerpana i należy ją wymienić
- Nie należy mocno uderzać w wagę
- Nie plamić wodą ani nie myć wodą