

TERMOMETR BEZDOTYKOWY 8818

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za zakup termometru bezdotykowego. Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia, w szczególności z informacjami zawartymi w punktach **ZANIM WYKONASZ POMIAR** i **SERWISOWANIE**. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia w całym okresie użytkowania.



Szczególnie starannie należy przeczytać wszystkie uwagi poprzedzone tym symbolem. Postępowanie niezgodne z ostrzeżeniami może spowodować uszkodzenie termometru.

WYMIANA BATERII

Urządzenie zasilane jest z dwóch baterii alkalicznych 1.5V typ AAA LR03. Aby wymienić baterie należy zdjąć pokrywkę znajdującą się w dolnej części obudowy. Następnie wyjąć zużyte baterie, umieścić nowe zgodnie z oznaczeniami biegunów i zamknąć pokrywkę komory baterii.



Zużytych baterii nie wolno pozostawiać w komorze baterii, ponieważ mogą spowodować i uszkodzić urządzenie. **Należy stosować wyłącznie baterie alkaliczne!**



PAMIĘTAJ! Zużyte baterie należy obowiązkowo zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do domowych / miejskich pojemników na śmieci.

ZANIM WYKONASZ POMIAR

Termometr umożliwia pięć ustawień funkcjonalnych, w tym jednostkę temperatury, przełącznik alarmu, punkt alarmu temperatury, odchylenie temperatury i tryb pomiaru.

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „set”, aby przełączyć tryb pomiaru na temperaturę ciała lub temperaturę powierzchni.

Ustawianie jednostek temperatury – F1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „set” przez 2 sekundy, na ekranie pojawi się F1, a ikona Celsjusza będzie migać. Naciśnij przycisk „-”, aby przełączyć jednostki „Fahrenheita”, a następnie naciśnij przycisk „+”, aby przełączyć „Celsjusza”.

Ustawienie punktu alarmowego temperatury – F2

Naciśnij przycisk „set” przez 2 sekundy, aby wyświetlić F1 na ekranie, naciśnij przycisk „set”, aby wprowadzić F2 jeden raz, a następnie naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć temperaturę o 0,1°C, naciśnij przycisk „-”, aby obniżyć temperaturę o 0,1°C. Uwaga: domyślna wartość alarmu to 38°C.

Ustawienie przesunięcia temperatury – F3

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „set” przez 2 sekundy, aby wyświetlić F1 na ekranie, naciśnij i przytrzymaj klawisz „set”, aby wprowadzić F3, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz „+”, aby zwiększyć wartość przesunięcia o 0,1°C oraz naciśnij i przytrzymaj klawisz „-”, aby zmniejszyć wartość przesunięcia o 0,1°C.

Ustawienie sygnalizacji dźwiękowej – F4

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „set” przez 2 sekundy, aby wyświetlić F1 na ekranie, naciśnij i przytrzymaj klawisz „set”, aby wprowadzić F4, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz „-”, aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową (brak ikonki na ekranie) lub „+”, aby włączyć sygnalizację (na ekranie, w prawym dolnym rogu pojawi się ikonka ).



Tryb temperatury ciała służy do pomiaru temperatury ciała, która jest dynamicznie kompensowana przez temperaturę otoczenia i temperaturę powierzchni czoła.

Zgodnie z wpływem temperatury otoczenia, odległości pomiaru, konkretnej indywidualnej różnicy skóry i innych czynników, wartość odchylenia temperatury można skorygować o różnicę między zmierzoną wartością celu a wartością rzeczywistą. Zakres korekcji jest ograniczony do -3,0°C ~ +3,0°C

POMIAR

Skieruj sondę termometru na środek czoła i zachowaj odległość około 3 ~ 7 cm. Naciśnij przycisk „pomiaru”. Po około sekundzie test zostanie zakończony, a na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość. Jeśli zmierzona wartość przekracza punkt alarmowy temperatury (domyślnie 38°C), termometr wyemituje sygnał dźwiękowy.

W zależności od zmierzonej wartości zmienia się podświetlenie ekranu:

34,0 ~ 37,3°C – zielony; 37,4 ~ 38,0°C – żółty; 38,1 ~ 42,9°C – czerwony.

AUTO OFF – FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA

Po wyświetleniu wyniku urządzenie automatycznie wyłącza się po ok. 15 sekundach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przycisk pomiaru nie odpowiada	Wyjmij i ponownie włóż baterie. Sprawdź, czy termometr nie działa w trybie ustawień.	W przypadku dalszej usterki dostarcz termometr do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Brak wyświetlacza lub zaburzony obraz	Sprawdź poziom naładowania baterii / włóż nowe baterie.	W przypadku dalszej usterki dostarcz termometr do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Wyłączenie automatycznie po włączeniu	Sprawdź poziom naładowania baterii / włóż nowe baterie.	W przypadku dalszej usterki dostarcz termometr do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Ikonki LO i HI na wyświetlaczu	Temperatura otoczenia zmienia się gwałtownie lub dokonywany jest pomiar obiektu o zbyt niskiej / wysokiej temperaturze.	1) Sprawdź odległość pomiaru. 2) Umieść urządzenie w stabilnym środowisku klimatycznym na ok. 10 min.

SERWISOWANIE

Dokładność wskazań termometru może się obniżyć w trakcie normalnego procesu użytkowania. W celu zapewnienia dokładnych wskazań, zalecane jest przeprowadzenie sprawdzenia urządzenia co 6 miesięcy. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 22 852 23 98 lub na stronie aisko.pl.

INFORMACJE KOŃCOWE

- W przypadku, gdy temperatura urządzenia znacznie różni się od temperatury pomieszczenia, w którym ma być używany, należy odczekać ok. 15-20 minut w celu dostosowania się urządzenia do nowej temperatury.
- Przechowuj termometr wraz z wyposażeniem w miejscu niedostępnym dla dzieci lub osób nieupoważnionych.
- Nie używaj ani nie przechowuj termometru w miejscach narażonych na działanie zarówno niskich jak i wysokich temperatur. Może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj termometru w miejscach narażonych na nadmierne zanieczyszczenie (m.in. opary gazów toksycznych, benzyny, rozpuszczalników, spalin itp.) lub/i wysoką wilgotność.
- Nie używaj urządzenia blisko silnych elektrycznych lub magnetycznych pól np. w pobliżu telefonów bezprzewodowych, komórkowych itp.
- Nie dopuść do zalania urządzenia. Jeżeli ulegnie zalaniu lub zamoczeniu wyjmij natychmiast baterie.
- Do czyszczenia termometru nie stosuj żadnych środków chemicznych. Urządzenie przecieraj miękką szmatką.
- Wyjmij baterie, jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie będzie używane.



Wszelkie próby modyfikacji urządzenia niosą ze sobą ryzyko porażenia prądem, mogą uniemożliwić jego właściwe funkcjonowanie oraz spowodować utratę gwarancji.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami gospodarczymi. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibie urzędów. Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ urządzenia	bezkontaktowy, na podczerwień
Odległość pomiaru	3 ~ 7 cm
Zakres pomiaru	34.0 ~ 42.9°C
Dokładność i rozdzielczość	±0.2°C 0.1
Jednostki pomiaru	celsjusz (°C) / fahrenheit (°F)
Temperatura użytkowania	10 ~ 40°C
Temperatura składowania	0 ~ 50°C
Wymiary i waga urządzenia	150 x 80 x 45 mm 108 g.
Zasilanie i auto-off	2 x 1.5V bateria typ AAA LR03 auto-off po upływie ok. 15 sek.