

# INTELIGENTNA WAGA

## Instrukcja obsługi




- Na powierzchni wagi Bluetooth znajdują się 4 elektrody. Przy pomiarze stopy powinny dotykać dwóch przednich metalowych elektrod.
- Stań na wadze na co najmniej 10 sekund, aby dokonać pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej, wody, mięśni i innych parametrów dostępnych w aplikacji.
- Upewnij się, że dane takie jak płeć, wzrost i data ważenia zostały poprawnie wprowadzone podczas rejestracji.
- W przypadku wagi Bluetooth (bez funkcji analizy składu ciała) w aplikacji wyświetlane będą jedynie „masa ciała” i „BMI”.

### Ostrzeżenia:

- Nie stawiaj wagi na mokrej powierzchni. Nie używaj wagi, jeśli jej szklany blat jest mokry, aby uniknąć poślizgnięcia.
- Stawaj na środku wagi, żeby się nie przewróciła.
- Platforma wagi jest wykonana ze szkła. Unikaj zarysowań ostrymi lub szorstkimi przedmiotami, nadmiernego nacisku oraz gwałtownych uderzeń. Upadek urządzenia może uszkodzić szkło i spowodować obrażenia użytkownika.
- Waga Bluetooth nie jest wodoodporna. Dbaj, aby urządzenie było w suchym miejscu i nie moź go w wodzie.
- Czyść powierzchnię miękką ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi oraz chemikaliami.
- Gdy baterie są rozładowane, wyjmij je, aby zapobiec uszkodzeniu wagi spowodowanemu wyciekami płynów.

### Krok 4. Inne funkcje



#### Uwagi:

- Waga musi być umieszczona na twardej podłodze, a nie na miękkiej, ponieważ w przeciwnym razie wyniki mogą się znacznie różnić.
- Minimalna wartość pomiaru masy ciała to 3 kg, co oznacza, że urządzenie nie nadaje się do ważenia przedmiotów o masie mniejszej niż 3 kg.
- Przy każdym włączeniu waga wykonuje funkcję wybudzenia [Wake-up] – pierwsze dane są informacją o wybudzeniu, ostatnie wyniki to dane drugiego i trzeciego pomiaru.
- Gdy waga (w tym waga Bluetooth) jest ustawiona na podłodze i wyświetla wartość około 1,3 kg lub 1,7 kg, oznacza to wagę samego urządzenia i jest to normalne zjawisko. Poczekaj, aż wyświetlacz pokaże 0,0 kg, a następnie wejdź na wagę, aby dokonać pomiaru.

### Uwaga

**Środki bezpieczeństwa:**  
Podczas korzystania z wagi cyfrowej należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Nie należy używać wagi Bluetooth do diagnozowania lub leczenia problemów zdrowotnych. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek diety lub programu treningowego należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku ciąży lub posiadania rozrusznika serca bądź innego wszczepionego urządzenia medycznego, nie należy polegać wyłącznie na danych dostarczanych przez to urządzenie. Wszystkie dane mają charakter informacyjny i nie zastępują porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
- Jeśli waga nie działa prawidłowo, należy najpierw sprawdzić baterie i w razie potrzeby je wymienić.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie. Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Dalsze użytkowanie uszkodzonego urządzenia może skutkować obrażeniami ciała lub zakłóceniem dokładności pomiarów.

#### Uwagi:

- Waga jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Unikaj skakania po wadze, uderzania w nią lub samodzielnego rozkładania na części. Obchodź się z wagą ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.
- Podczas użytkowania ustaw wagę na twardej, równej powierzchni. Używanie wagi na miękkim podłożu, takim jak dywan czy linoleum, może wpłynąć na dokładność pomiarów.

- Aby zapewnić dokładność ważenia, należy delikatnie stanąć na wadze, aby ją aktywować, i odczekać co najmniej 10 sekund przed rozpoczęciem ważenia. Wagę należy również aktywować po jej przestawieniu. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, wykonuj pomiary o tej samej porze każdego dnia.

- Gdy urządzenie nie jest używane, wyjmij baterie i przechowuj je w suchym miejscu, chroniąc przed nadmierną wilgocią, wysoką temperaturą, kurzem, pyłkami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nigdy nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

- Przed użyciem wagi upewnij się, że wprowadziłeś wszystkie swoje dane użytkownika w aplikacji Lealone.

- Używaj wagi boso. Waga nie jest w stanie zmierzyć procentowej zawartości tłuszczu w organizmie, jeśli masz na sobie buty lub skarpetki.

- Upewnij się, że stopy są suche przed rozpoczęciem ważenia.

- Ta waga nie jest wodoodporna – nigdy nie zanurzaj jej w wodzie. Do czyszczenia powierzchni używaj wilgotnej ściereczki lub środka do mycia szkła. Nie używaj mydła ani innych środków chemicznych.

### Specyfikacja techniczna



Wymiary: 280x280x20mm  
Baterie: 3\*1.5V AAA  
Maksymalne obciążenie: 180 kg / 400 lb  
Dokładność pomiaru (podziałka): 100 g / 0,2 lb  
Jednostki miary: kg / lb / ST

### Krok 2. Pomiar masy i 20 parametrów ciała

Masa ciała, Wskaźnik masy ciała, Procent tkanki tłuszczowej, Udział mięśni, Nawodnienie, Masa kostna, Podstawowa przemiana materii, Procent białka, Wiek metaboliczny, Wskaźnik tłuszczu trzewnego, Tętno, Ciężar ciała, Kontrola wagi, Masa tłuszczowa, Beztłuszczowa masa ciała, Masa mięśniowa, Ilość białka, Ocena poziomu otyłości, Typ sylwetki, Tętno



### Krok 3. Wyświetl wynik pomiaru




### Zakres dokładności pomiarowej

60kg ±0.3kg	120kg ±0.4kg	180kg ±0.5kg
132lb ±0.66lb	264lb ±0.88lb	396lb ±1.1lb

### Rozwiązywanie problemów

	No display	
Prawidłowe działanie	Wymień baterie	Kalibracja
	Wymień baterie	
		Przeciążenie

Aby zmierzyć masę ciała: umieść wagę na równej powierzchni i odczekaj co najmniej 10 sekund przed wejściem na nią. Przed wejściem na wagę wskazanie powinno wynosić 0,0 kg.



Aby zmierzyć tkankę tłuszczową i inne parametry składu ciała: stań prosto na wadze i równomiernie dotknij elektrod gołymi, suchymi stopami, jak pokazano poniżej.

### Instrukcja obsługi

Waga Bluetooth może łączyć się z Twoim telefonem komórkowym (Android 6.0+ i iOS 8.0+) lub iPadem za pomocą Bluetooth 4.0. Pobierz bezpłatną aplikację „Fitdays” ze sklepu App Store lub Google Play.

### ZAINSTALUJ LEALONE APP



- Zeskanuj kod QR lub pobierz aplikację Lealone ze sklepu Apple Store lub Google Play.
- Pobierz i zainstaluj aplikację Lealone na swoim urządzeniu.
- Ikona aplikacji pojawi się na telefonie lub tablecie po zakończeniu instalacji.

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Otwórz aplikację Lealone na swoim urządzeniu.
- Zarejestruj konto przez e-mail lub zaloguj przez konto w mediach społecznościowych.
- Dodaj swoje dane i potwierdź.

#### Krok 1. Zarejestruj się i uzupełnij dane użytkownika

- Ekran powitalny
- Rejestracja przez konto pocztowe
- Uzupełnianie danych

