

Instrukcja obsługi termometru bezdotykowego LED TMR-0020

Zastosowanie

Termometr na podczerwień służy do pomiaru temperatury czoła niemowląt i dorosłych bez kontaktu z ciałem. Może być używany w warunkach domowych i w placówkach medycznych jako urządzenie referencyjne.

Ostrzeżenia i zalecenia

1. Przeczytaj instrukcję przed użyciem.
 2. Używaj termometru zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użycie unieważnia gwarancję.
 3. Termometr nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Nie diagnozuj ani nie lecz się samodzielnie.
 4. Używaj termometru wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C.
 5. Po aktywności fizycznej, kąpieli lub pobycie na dworze odczekaj 30 minut przed pomiarem.
 6. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
 7. Nie dotykaj szkła sensora podczerwieni – jest delikatne i może ulec uszkodzeniu.
 8. Nie używaj uszkodzonego termometru.
 9. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby płyny dostały się do jego wnętrza.
-

Jak korzystać z termometru

1. **Przygotowanie do pomiaru:**
 - Zainstaluj dwie baterie AAA(cienkie paluszki)
 - Po włożeniu baterii odczekaj 10–15 minut, aby urządzenie dostosowało się do temperatury otoczenia.
 2. **Pomiar temperatury ciała:**
 - Usuń włosy, pot i zabrudzenia z czoła.
 - Ustaw termometr w odległości 1–3 cm od środka czoła.
 - Upewnij się, że urządzenie jest w trybie pomiaru temperatury ciała.
 - Naciśnij przycisk pomiaru, a wynik pojawi się natychmiast na ekranie.
 3. **Ważne wskazówki:**
 - Nie używaj termometru na innych częściach ciała.
 - Unikaj pomiarów w miejscach narażonych na przeciągi.
 - Odczekaj 30 minut po zmianie warunków otoczenia (np. temperatura pomieszczenia).
 - Odczytaj wynik po zakończeniu pomiaru – nie poruszaj termometru w trakcie.
-

Dodatkowe funkcje

- **Tryb pomiaru temperatury powierzchni:** Możesz zmierzyć temperaturę przedmiotów, np. butelki z mlekiem. (max 45°C)
 - **Tryb pomiaru temperatury otoczenia:** Sprawdź temperaturę pomieszczenia.
-

Ustawienia

- **Zmiana ustawień pomiaru:** Przytrzymaj przycisk „MODE” przez 6 sekund, aby przełączyć na pomiar otoczenia (ikona domek), ponowne przytrzymanie przycisku MODE przez 6 sekund - powrót do pomiaru temperatury ciała (ikona popiersie)
-

Baterie

- **Wymiana baterii:** Jeśli na ekranie miga symbol baterii, wymień obie baterie na jednorazowe AAA.
 - **Ostrożność:**
 - Chronić baterie przed wysoką temperaturą.
 - Nie używać akumulatorów.
 - Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
-

Czyszczenie

- Przetrzyj termometr suchą lub lekko wilgotną ściereczką przed i po każdym użyciu.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie stosuj środków chemicznych.
-

Przechowywanie

- Trzymaj termometr w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego i wilgoci.
-

Uwagi końcowe

- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Dbaj o prawidłowe użytkowanie, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo pomiarów.

Podmiot odpowiedzialny: TopModern Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47 NIP: PL5213920282

Kontakt: biuro@topmodern.pl