



EW-DC12-W503

Pokročilá péče o parodontní váčky pro zdravé dásně a zuby

Objevte nový dobíjecí elektrický kartáček EW-DC12 určený pro jemné čištění a péči o parodontální váčky. Kartáček EW-DC12 nabízí tři unikátní funkce: extra jemné čištění, sonické vibrace díky lineárnímu motoru a horizontální pohyb podél dásní. Tyto funkce umožňují jemné odstranění plaku a bakterií z parodontních váček. Tento kartáček je ideální společník pro vaši každodenní péči o zuby.

personalcare


● JAPANESE
TECHNOLOGY
AT WORK

DentaCare


Vlastnosti

Efektivní čištění s péčí o parodontální váčky

Tento zubní kartáček je výsledkem dlouholetého vývoje a výzkumu společnosti Panasonic v oblasti péče o parodontální váčky. Tato péče je efektivnější než kterýkoli jiný konvenční způsob čištění zubů, a to díky třem unikátním funkcím: Extra jemné čištění, sonické vibrace díky lineárnímu motoru a horizontální pohyb čištění.




Extra jemný kartáček pro efektivní čištění



Snadné čištění parodontálních váček

Pro čištění parodontálních váček je nutné používat zubní kartáček s ideálními rozměry štětín. Elektrický zubní kartáček EW-DC12 má extra jemné štětiny s průměrem pouhých 0,2 mm. Tyto štětiny pronikají jemně do parodontálních váček, čistí je a chrání tak vaše zuby.



Navrženo pro optimální dosah maximálně 3 mm

Kartáček je navržen i pro ty nejcitlivější zuby a dásně. Štětiny dosahují optimálně 3 mm hluboko do parodontálních váček a ne hlouběji. To umožňuje jemné odstranění skrytého plaku a bakterií.

Sonické vibrace díky lineárnímu motoru

Vysoká rychlost (31.000 pohybů/min) a extra jemné vibrace (amplituda 1 mm*1) jsou výjimečně efektivní při odstraňování plaku z



vyjímce účinně při odstraňování plaku z
parodontálních váčků (periodontal pockets).
Zároveň minimalizují nutnou zátěž na zuby a

dásně. Tyto pohyby není možné
reprodukovat manuálně.



Čištění v horizontálním směru podél dásní efektivně odstraňuje zubní plak

Elektrický zubní kartáček Panasonic EW-
DC12 zajišťuje vysokorychlostní horizontální
pohyb podél dásní, díky kterému jeho štětiny
dosahují ideálně hluboko do parodontálních
váčků a efektivně odstraňují plak a bakterie.

SENSITIVE/CITLIVÝ režim pro čištění bez obav.


S tímto režimem se nemusíte obávat toho, že
svým dásním ublížíte. Můžete jej použít pro
jemné čištění, pokud máte nateklé, krvácející
nebo i jen citlivé dásně.



REGULAR
SOFT
SENSITIVE

Snadné a pohodlné použití

- LED displej ukazuje, kdy je potřeba dobít



baterii. • Funkce paměti režimu si pamatuje poslední použitý režim. • Časovač čištění

pomáhá rozvrhnout dobu čištění rovnoměrně na všechny části vašeho chrupu. • Funkce jemného startu zahájí čištění při nízké rychlosti, a vy si tak můžete na čištění postupně zvyknout.

Specifikace



Tři volitelné režimy čištění



Výdrž baterie 3 týdny



Technologie ovládání výkonu



Funkce jemného startu



30sekundový časovač kartáčku




Lithium-iontová baterie



Omyvatelné pro snadnou údržbu



Automatické univerzální napětí



17 hodin do plného nabití

Pokročilá péče o parodontní váčky

Extra jemné štětiny dosahují optimálně 3 mm hluboko do parodontálních váček.

Pokročilý lineární motor generuje vysokorychlostní vibrace (cca 31.000 pohybů/min.).

Horizontální pohyb podél dásní zaručuje efektivní odstranění plaku z parodontních váček.

3 volitelné režimy čištění. SENSITIVE/CITLIVÝ režim je určen pro jemné čištění citlivých zubů.

Technologie řízení výkonu pro důkladné čištění bez nadměrného zatížení dásní a zubů (v režimu REGULAR/BĚŽNÝ).

Inspirujte se

Pokročilá péče o parodontální váčky s elektrickým

kartáčkem EW-DC12



