

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Grzebień na porost włosów UK-28



**Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni
usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt
telefoniczny – postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1. Opis produktu i funkcje

To urządzenie łączy w sobie pięć głównych funkcji:

- **RF (radiofrekwencja)**
- **EMS (mikroprądy)**
- **Laser niskiej mocy**
- **Czerwone światło (red photon)**
- **Masaż mikrodrganiami**

2. Jak działa laser na porost włosów?

2.1. Przyspieszenie krążenia krwi i metabolizmu skóry głowy

- Laser o niskiej mocy zwiększa krążenie krwi na czole o 20-30%, a na szczycie głowy nawet o 40-60%.
- Lepsze krążenie pomaga dostarczać tlen i składniki odżywcze do mieszków włosowych, co skutecznie zapobiega wypadaniu włosów.

2.2. Pobudzenie mieszków włosowych

- Laser aktywuje około 83% mieszków włosowych znajdujących się w stanie uśpienia (fazy telogenowej), pobudzając je do wzrostu i regeneracji.
- Poprawia odporność mieszków włosowych, co dodatkowo zmniejsza ryzyko wypadania włosów.

2.3. Regulacja wydzielania sebum

- Nadmierne wydzielanie sebum (łojotok) prowadzi do obrzęku gruczołów łojowych i zwężania mieszków włosowych, co może powodować ich zanikanie i wypadanie włosów.
- Laser pomaga zmniejszyć rozmiar gruczołów łojowych, ograniczając wydzielanie sebum i poprawiając kondycję skóry głowy.

2.4. Wsparcie układu odpornościowego

- Laser poprawia funkcje odpornościowe skóry głowy, wzmacniając aktywność leukocytów (białych krwinek) i makrofagów, zwiększając produkcję immunoglobulin i białek dopełniacza.
- Przyspiesza tworzenie nowych naczyń krwionośnych i podział komórek, co sprzyja regeneracji mieszków włosowych i porostowi włosów.

2.5. Poprawa zdrowia skóry głowy i jakości włosów

- Laser stymuluje wzrost włosów, zwiększa ich gęstość, elastyczność oraz nadaje włosom zdrowy, lśniący wygląd.

3. Działanie RF i EMS

- RF i mikroprądy (EMS) stymulują skórę głowy, udrażniają zablokowane pory i pobudzają uśpione mieszki włosowe, co pomaga w odżywieniu włosów i umocnieniu ich korzeni.

4. Dodatkowe funkcje

4.1. Ozon (sterylizacja)

- Ozon skutecznie dezynfekuje, rozkłada enzymy nukleazowe oraz zabija bakterie, penetrując głęboko do mieszków włosowych i oczyszczając je.

4.2. Czerwone światło (Red photon)

- Pobudza metabolizm skóry, przyspiesza usuwanie martwych komórek oraz regenerację nowych.

4.3. Masaż mikrodrganiami

- Podczas czesania urządzenie wykonuje masaż mikrofalowy, który dodatkowo stymuluje mieszki włosowe, wspierając zdrowy wzrost włosów.

5. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Grzebień na porost włosów UK-28
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60 Hz
Moc	3W
Długość fali światła	630-650 nm
Wymiary	18,5 x 4,5 x 5,5 cm
Waga	150 g

6. Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie patrz bezpośrednio w światło lasera ani czerwonego fotonu, aby nie uszkodzić wzroku.
- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia.

- Urządzenie jest zasilane bezpiecznym akumulatorem litowo-polimerowym. Podczas ładowania świeci się lampka czerwona, po naładowaniu zielona.

7. Zastosowanie

Urządzenie jest szczególnie polecane dla osób z:

- Łysieniem plackowatym (alopecia areata)
- Fizycznym lub hormonalnym wypadaniem włosów
- Przerzedzeniem włosów po porodzie
- Problemami z metabolizmem i kondycją skóry głowy